

01 제품 구성

제품 본체



보조 구성품



02 컨트롤러 조작 방법



03 상세 기능 안내

기능 별 상세 안내

마사지 모드

모드	모드 설명
1	견인 모드
2	릴리프 모드
3	마디케어 모드
4	손목케어 모드
5	리커버리 모드
6	자동 모드

타이머 기능

기능	설정 가능 시간	조작 방법
타이머	10~30분	5분단위 설정 가능

온열 기능

*저온 화상에 주의하세요.

온열 단계	온도
1 단계	38±3도
2 단계	42±3도

04 사용 방법 및 보관 방법

사용 방법



보관 방법

- 통풍이 잘 되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
- 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해주세요.
- 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

⚠ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오.

- 직사광선에 노출된 곳
- 연기와 불 근처
- 진동 충격에 취약한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 전자기장이 강한 곳
- 물이 있는 곳
- 먼지가 많은 곳

Pulio

품질 보증 및 A/S 안내

폴리오 제품을 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.
구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우
소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

※ 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.
과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	폴리오 손 마사지기 V3	구입 일자	
모델명	H003	구입처	

고객 정보

고객명		고객 연락처	
고객 주소			


05 배터리 충전 방법

※ 배터리 충전

본 제품은 충전 중에는 사용할 수 없으며, 충전 중에는 버튼이 작동하지 않습니다.
개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해 주세요.
배터리가 부족할 경우 작동하지 않습니다.

충전 방법

- 제품 사용 후에는 제품의 오른쪽에 있는 단자에 제공된 C타입 케이블을 연결하여 제품을 충전해 주세요.
- 제품을 충전할 때에는 반드시 5V 1A 정격에 맞추어 제공된 USB 케이블로 충전해 주세요.
- 배터리가 부족하면 전원 버튼의 빨간색 LED가 빠르게 깜빡입니다.
- 충전 중에는 전원 버튼 빨간색이 깜빡이면서 배터리 충전이 시작됩니다.
- 전원이 흰색으로 켜진 상태를 유지하면 완전히 충전된 것입니다.
- 배터리는 배터리 잔량에 관계없이 언제든지 충전 가능하며 배터리를 완전히 소모하는 것은 권장하지 않습니다.
- 평균 충전 시간은 4시간 소요됩니다.



06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- * 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하고 안전하게 사용하십시오. 주의사항 미준수로 발생한 사고는 보상되지 않을 수 있습니다.
- * 사용 전 제품의 외관과 작동 상태를 확인하십시오. 이상이 있으면 사용 중단하고 공식 고객센터에 문의하십시오.
- * 본 제품은 가정용 마사지 제품이며 의료기기가 아닙니다. 질병의 진단이나 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- * 사용 전에 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 액세서리나 물품을 제거하십시오.
- * 본 제품은 성인용입니다. 어린이가 사용하지 않도록 주의하고, 혼자 사용하기 어려운 노약자, 시각장애인 또는 장애인은 반드시 보호자의 도움을 받아 사용하십시오.
- * 질환이나 장애가 있거나 다른 전자제품 또는 체내 삽입형 의료기기(페이스메이커, 인공 심폐 장치 등)를 사용 중인 경우, 담당 의사와 상담한 후 사용하십시오.
- * 임신부·골다공증·디스크 등 뼈 관련 질환이 있는 경우 사용을 피하거나 반드시 전문의와 상담한 후 사용하십시오.
- * 건강 상태가 좋지 않거나 마사지할 부위에 통증, 상처, 염증 등 이상이 있는 경우에는 사용하지 마십시오.
- * 욕실 등 습한 장소에서 사용하지 말고, 젖은 손으로 제품이나 충전기를 만지지 마십시오.
- * 물에 빠졌거나 침수된 제품은 전원을 켜거나 사용하지 말고 공식 고객센터에 문의하십시오.
- * 충전 중이거나 운전 중, 수면 중 또는 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 사용하지 마십시오.
- * 설정된 시간이 지나면 자동으로 종료됩니다. 아침과 저녁, 하루 2회 사용을 권장하며 연속 사용은 피하십시오.
- * 처음 사용 시 10분부터 시작해 주십시오. 강도는 1단계로 시작하여 몸의 상태를 확인하며 천천히 조절하십시오.
- * 본 제품은 지압 돌기와 에어백 공기압을 이용해 마사지하므로, 과한 압력은 부상이나 명의 원인이 될 수 있습니다.
- * 피부가 알거나 약한 사용자는 강도를 1단계 이상으로 높이지 마십시오.
- * 사용 중 통증 등 불편함이 느껴지거나 제품에 이상이 있을 시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의하십시오.
- * 충전 시 반드시 5V 1A 정격 어댑터를 사용하십시오. 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 말고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리하십시오.
- * 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- * 날카로운 도구가 제품에 닿지 않도록 하고, 보관 중 제품이 눌리거나 압착되지 않도록 주의하십시오.
- * 본 제품에는 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 화재나 폭발의 위험이 있으므로 열원 가까이에 보관하거나 배터리에 강한 충격 또는 압력을 가하지 마십시오.
- * 제품을 폐기할 때는 관련 규정과 제품 안내에 따라 안전하게 처리하십시오.
- * 외부를 청소할 때 물이나 알코올·벤젠 등 화학 용제를 사용하지 말고, 부드럽고 마른 천으로 가볍게 닦으십시오.

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중이거나 출산 후 회복기인 여성
- 혈관 질환 보유자
- 정형외과적 질환 또는 경추 질환이 있는 경우
- 뇌 질환 또는 신경계 질환 환자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 체내 보혈기구 사용자 (인공 관절, 금속 삽입물 등)
- 심장 질환 또는 고혈압 환자
- 골다공증 진단자
- 당뇨병 또는 압 진단을 받은 경우

07 자주 묻는 질문

Q1. 전원을 껐는데도 마사지가 멈추지 않아요

마사지 중 전원을 끄면 공기압이 전부 빠지기까지 길게 8초가 소요됩니다.
공기압 빠지는 시간은 정상적인 작동입니다.
긴급으로 멈춤이 필요할 땐 긴급 멈춤 버튼을 이용해주세요

Q2. 연속해서 사용해도 될까요?

제품의 1회 작동 시간은 10~30분이며 연속 사용은 권장하지 않습니다.
하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피해주세요.

Q3. 다른 부위에도 사용할 수 있나요?

해당 제품은 손 전용으로 설계된 제품으로 다른 부위에는 사용을 권장하지 않습니다.

Q4. 기내 반입이 가능한가요?

160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수화물로 가지고 갈 수 있습니다.
다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있기 때문에 사전 항공사 문의 바랍니다.

08 제품 정보

제품명	풀리오 손 마사지기 V3
모델명	H003
KC 인증번호	R-R-Plo-H003
정격전압	DC 5V / 1A
배터리 용량	3.7Vd.c, 2,500mAh, 9.25Wh
사이즈	280 × 169 × 125mm
무게	900g
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주) 풀리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처

☎ 풀리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가



풀리오 | 손 마사지기 V3

제품 사용 설명서

Hand Massager V3

Pulio