


01 제품구성 및 정보



02 컨트롤러 조작 방법



*전원이 켜지면 전체모드가 시작됩니다.

03 상세 기능 안내

모드	작동방식	기능 및 상태	LED
1.스피드 모드	[짧게] 단계 조절	전체 모드 속도 조절	● 1단 ● 2단
2.집중 모드	[짧게] ▲,▼ 누름	원하는 위치로 이동 * 5cm 범위 집중 마사지	○
	[길게] ▲,▼ 누름	집중모드 진입	○
3.두드림 모드	[길게] 전원 ON, [짧게] 속도 조절	두드림 속도 조절	● 1단 ● 2단 ● 3단
4.전원버튼	[길게] 누름	전원 ON / OFF	○
5.목어깨 모드	[길게] 전원 ON, [짧게] 속도 조절	목과 어깨 속도 조절	● 1단 ● 2단
6.상부 모드	[짧게] 누름	등 상부 왕복 마사지	○
	[길게] 상(하)부 누름	전체 구간 왕복하며 마사지	○ 상하부
7.하부 모드	[짧게] 누름	등 하부 왕복 마사지	○
	[길게] 상(하)부 누름	전체 구간 왕복하며 마사지	○ 상하부
8.온열 모드	[짧게] 누름	65°C / OFF	○

04 사용 시 주의사항

* 사용 전 꼭 체크하세요

- 본체에 동봉된 어댑터만 사용하시기 바랍니다. 손상되거나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오. 타제품을 사용하면서 생기는 문제는 책임지지 않습니다.
- 과도하게 많은 코드가 꽂혀있는 멀티 플러그(멀티탭) 사용은 자제해 주세요.
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 사용하지 마십시오. 물기가 있는 손으로 만지면 감전의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 하루 2회 이내로만 사용하시고, 과도한 연속 사용은 삼가 주시기 바랍니다.
- 처음 사용 시에는 마사지 모드를 1단계부터 시작하고, 사용 시간은 5분 이내로 제한하여 사용한 후 점차 강도와 사용 시간을 늘려 주시기 바랍니다.
- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 두껍고 부드러운 의류를 착용한 상태에서 사용해 주십시오. (옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 화상 및 부상이 발생할 수 있으니 각별히 주의하십시오.)
- 사용 중 신체에 이상, 불편함 또는 통증을 느끼는 경우 즉시 사용을 중단하세요.
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않거나 식사 직후에는 사용하지 마십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품(엑세서리, 시계 등)은 제거 후 사용해 주십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인인 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이었으나 어린이가 사용하더라도 주의하십시오.
- 목-어깨 마사지부 구동 시 머리카락, 느슨한 옷자락, 목걸이 등이 끼이지 않도록 각별히 주의하십시오.
- 두드림 기능 사용 시 척추뼈나 관절 등 뼈가 들쭉날쭉 부위에 작동부가 직접 강하게 닿지 않도록 위치를 올바르게 맞춰 사용해 주십시오.
- 매트에 완전히 누워서 목-어깨 마사지를 받을 때, 체중이 과도하게 실려 통증을 유발할 수 있습니다. 자극이 너무 강할 경우 마사지 부위에 얇은 수건을 덧대어 압력을 조절해 주십시오.
- 제품 작동 중에 매트를 강제로 접거나 위치를 옮기지 마십시오. 두드림 모터 및 안마 구동 부품에 무리가 가해져 고장의 원인이 됩니다.
- 매트를 접을 때나 보관 시, 접힌 부분에 강한 무게나 압력이 직접 가해지지 않도록 각별히 주의해 주세요. 레일이 과도하게 접히거나 내부 부품이 눌리면 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 중 혹은 사용 후 제품을 발로 밟지 않도록 주의해 주세요.
- 화기 근처나 습기가 많은 곳, 또는 화재-폭발의 위험이나 열원이 있는 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오.
- 뽕죽하고 예리한 도구(칼, 송곳 등)와 접촉시키지 마십시오.
- 고장 및 오작동 시 임의로 분해, 조립, 수리하지 마세요. (ex. 내피 지퍼 개봉 및 전선 분해 금지) 문제가 발생하면 공식 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
- 두드림 기능 작동 시 소음 및 진동이 발생할 수 있으므로, 침대 매트리스 위나 평평하고 안정된 바닥에서 사용하십시오.
- 안마 및 두드림 기능이 켜진 상태로 잠들지 않도록 주의하십시오.
- 온열 기능 작동 중인 매트 위에 이불을 겹겹이 덮어두거나, 열에 취약한 라텍스-메모리폼 소재의 침구 위에서는 사용을 자제해 주십시오.
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오. [메이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치 등]
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기 어려울 수 있습니다.

사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 외과질환 / 경추 질환 / 골다공증 환자
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨 및 암 환자 / 혈관질환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 체내 보철기구 사용 환자
- 피부 알레르기가 있으신 분



품질 보증 및 A/S 안내

폴리오 제품을 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.
구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우
소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

※ 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.
과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	폴리오 올인원 마사지 매트	구입 일자	
모델명	T003	구입처	

고객 정보

고객명		고객 연락처	
고객 주소			

05 자주 묻는 질문

Q1. 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 15분입니다.
2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 연속 사용 중 전원이 꺼졌어요.

연속 사용 시, 과열 방지를 위해 전원이 꺼질 수 있습니다.
과열 방지를 위한 안심 센서로 인한 현상이며
한 시간 정도 후에 다시 사용해 주세요.

Q3. 전원을 켜는데도 마사지가 멈추지 않아요.

마사지 중 전원을 끄면 마사지볼이 원위치로 돌아간 후 자동으로
전원이 종료됩니다. 이는 정상적인 작동 방식입니다.

Q4. 누워서 사용하거나 의자, 소파 등에서도 사용할 수 있나요?

본 제품은 의자나 소파, 침대나 바닥에 누운 자세에서도 모두 사용
가능합니다. 다만, 누워서 사용할 경우 체중이 실려 마사지 강도가
강하게 느껴질 수 있으므로, 처음에는 기대에 사용하시거나 강도를
조절하는 것을 권장합니다.

06 제품 정보

제품명	폴리오 올인원 마사지 매트
모델명	T003
KC 인증번호	R-R-Plo-T003 / HU10595-23014A
정격전압	220V, 50/60Hz
소비 전력	24Vdc, 2.5A
사이즈	405X1480X145mm (펼쳤을때/뒷개포함) / 405X210X415mm (접었을때)
무게	4.05kg
재질	Mesh fabric, PVC, Dragon Dance Fabric
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주) 폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처

폴리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가



폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 | 올인원 마사지 매트

제품 사용 설명서

All-In-One
Massage Mat

