

05 사용 및 보관방법

사용방법

1. 사용할 의자에 고정해주세요.
- 길이 조절 스트랩으로 원하는 높이에 맞출 수 있습니다.
2. 허리가 마사지기에 밀착되도록 의자에 앉습니다.
3. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
- 속도 1단계/온열 ON/전체 마사지로 자동 시작됩니다.
4. 각 버튼을 눌러 맞춤 마사지를 설정하세요.
5. 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- 안심타이머로 15분 작동 후 종료됩니다.
- 종료 시 마사지불이 시작 위치로 이동합니다.

보관방법

1. 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
2. 원단 부분이 오염되었다면 물기가 떨어지지 않는 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을 닦아주세요.
- 화학성 물질은 절대 사용하지 마세요.
3. 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
4. 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

※ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오

- | | |
|-----------------|----------------|
| · 직사광선에 노출된 곳 | · 전자 기장이 강한 곳 |
| · 고온 및 습도가 높은 곳 | · 먼지가 많은 곳 |
| · 물이 있는 곳 | · 진동 충격에 취약한 곳 |
| · 연기와 불 근처 | |


* 해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 상해에 대해서는 보상하지 않습니다.

06 충전 방법

충전 방법

1. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
2. 컨트롤러의 충전 포트에 동봉된 케이블(C-Type)을 연결하여 충전해주세요.

LED 표시



충전 중 / 완료 표시

- 충전 중: 초록색 깜빡임
- 충전 완료: 초록색

배터리 잔량 표시

- 100% : 초록색
- 60% : 노란색
- 30% : 빨간색 천천히 깜빡임 (초당 1회)
- 0% : 빨간색 빠르게 깜빡임 (초당 2회)

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

07 사용 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- 충전 중 사용하지 마십시오
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오
- 음주 후 사용하지 마십시오
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오
- 충전 시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 이용해 충전하십시오
- 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 폐기 시 배터리를 분리 후 폐기하십시오
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- 성인 기준으로 제작된 상품이니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오
- 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오
- 본 제품은 작동 후 약 15분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 지양해 주십시오
- 온열 기능 사용 시 맨살에 직접 닿지 않도록 하며, 옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 화상이 발생할 수 있으니, 위험성을 충분히 이해하고 각별히 주의해 주십시오
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해 부상이 발생할 수 있습니다.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오
- 앉아서 사용하기에 최적화된 상품이며, 제품에 과도한 체중이 실릴 경우 부상 및 고장의 원인이 될 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다
- 척추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- | | |
|------------------|-----------------|
| · 임신 중 또는 산후의 여성 | · 당뇨 및 암 환자 |
| · 외과질환 | · 혈관질환자 |
| · 척추 질환 | · 뇌질환 및 신경질환 환자 |
| · 피부 알레르기 | · 체내 보철기구 사용 환자 |
| · 심장질환 또는 고혈압 환자 | · 골다공증 환자 |

08 자주 묻는 질문

Q1. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 15분입니다.
한 부위당 2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 전원을 켜는데도 마사지가 안멈춰요.

마사지 중 전원을 끄게되면 마사지불이 원위치로 돌아간 후 자동으로 전원이 종료됩니다.

Q3. 온열 기능 사용 시 주의할 점 있나요?

지속적으로 마사지할 경우 저온화상의 위험이 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 온열 기능 작동 시엔 반드시 겹옷을 착용한 후 사용하시기 바랍니다.

Q4. 누워서 사용해도 되나요?

앉아서 사용할 때 강한 마사지감을 느끼시도록 제작된 제품이기
에 앉아서 사용하시는 걸 권장드립니다. 또한 제품에 과도한 체중이
실릴 경우 고장의 원인이 될 수 있으니 주의해주세요.

☎ 폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가



폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 | 등허리 쿠션 마사지기

제품 사용 설명서

Back Cushion
Massager


Pulio

01 제품 구성



02 컨트롤러 조작법

* 안심 타이머 기능으로 15분 후 자동 종료됩니다.



03 마사지 모드

M 전체모드
M 집중모드
M 상부모드
M 하부모드

순서	모드	모드 설명	LED 표시
Mode 1	전체모드	등 허리 전체적으로 골고루 마사지	M 노랑 LED
Mode 2	집중모드	원하는 부위만 집중적으로 반복 마사지	M 파랑 LED
Mode 3	상부모드	상부 집중적으로 마사지	M 초록 LED
Mode 4	하부모드	하부 집중적으로 마사지	M 빨강 LED

04 제품 정보

제품명	폴리오 등허리 쿠션 마사지기
모델명	CH002
KC인증번호	R-R-Plo-CH002 / YU101020-24005
정격전압	DC5V / 2A
배터리용량	7.4Vd.c. / 4500mAh / 33.3Wh
사이즈	540 × 450 × 110mm
무게	1,790g
재질	플라플리스, 에어메쉬, ABS, PU
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처
품질 보증 기준	상세페이지 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	1551-0879 / 카카오톡 '폴리오' 검색
구성품	폴리오 등허리 쿠션 마사지기 본체 1세트, C타입 충전 케이블 1개, 사용설명서 1장, 품질보증서 1장



폴리오 등허리 쿠션 마사지기
제품 사용설명서