



01 제품 구성

제품 본체



파우치



구성품




샌딩 풋패드 40매
80GRIT 20매
100GRIT 20매




샌딩 링패드 20매
80GRIT 10매
100GRIT 10매



링헤드



충전 케이블




사용 설명서

02 샌딩 풋패드 / 링패드

샌딩 풋패드 40매

거칠게 : 80GRIT 20매 / 부드럽게 : 100GRIT 20매




80GRIT / 100GRIT



80GRIT의 거친 패드를 사용하여 1차 각질을 관리한 후,
100GRIT으로 마무리하세요. 잔여각질까지 매끄럽게 없애줍니다.

샌딩 링패드 20매

거칠게 : 80GRIT 10매 / 부드럽게 : 100GRIT 10매



80GRIT / 100GRIT



손톱/큐티클, 발가락의 굳은살, 굴곡진 발날 등 디테일이 필요한 부위까지
섬세하게 케어하세요.

03 사용 방법

패드별 사용 방법

1. 샌딩 풋패드로 묵은 각질 제거



초벌 케어로 거친 각질과 피부 결을 부드럽게
정리해 주세요.

2. 샌딩 링패드로 섬세한 포인트 케어



틈새나 굴곡진 부분까지 섬세하게 관리하여
매끈한 발로 가꿔주세요.

3단계 속도 조절

1) 속도 조절 방법

전원 버튼을 한 번씩 누를 때마다 단계가 변경되며, 총 3단계 속도 조절이 가능합니다.

2) 단계별 추천 사용법

1단계: 얇은 각질이나 거친 피부 결을 부드럽게 정리할 때

2단계: 들뜬 발 각질이나 갈라진 뒤꿈치를 집중 관리할 때


3단계: 두껍고 단단하게 쌓인 묵은 각질을 강력하게 케어할 때

회전 방향 변경 방법

전원 버튼을 빠르게 2번 누르면 역회전 모드로 변경되며, 다시 2번 누르면 정회전 모드로
전환됩니다.

04 LED 표시 및 배터리 충전 방법

LED 표시



1 전원 버튼

1회 클릭: 강도 조절
2회 클릭: 회전 방향 변경
길게 클릭: 제품 전원 ON/OFF

2 강도 표시등

F1 > F2 > F3: 제품 강도
R1 > R2 > R3: 역회전 및 역회전 강도

3 배터리 표시등

충전 중: 깜빡임
충전 완료: 멈춤

4 충전 포트

충전 방법

- 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후
충전을 진행해 주세요.
- 제품 충전 포트에 동봉된 C 타입 충전 케이블을 연결하여 충전해 주세요.

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

Pulio 품질 보증 및 A/S 안내

폴리오 제품을 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.
구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우
소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

※ 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.
과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	폴리오 패디플래너 라이트	구입 일자	
모델명	FG003	구입처	


고객 정보

고객명		고객 연락처	
고객 주소			

05 헤드 교체 방법 및 제품 보관 방법

간편한 헤드 교환

본체와 헤드를 잡고 일직선으로 빼주시면 쉽게 교체할 수 있습니다.



링헤드 교체 방법

풋헤드를 지렛대처럼 이용하여 밀어올리면 쉽게 분리 가능합니다.

제품 보관 방법

1. 제품을 부드러운 헝겊으로 닦아 깨끗한 상태로 유지 보관해 주세요.
2. 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주세요.
3. 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관해 주세요.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| · 임신 중 또는 임신 가능성이 있는 여성 | · 심박조율기 (페이스메이커) 등 체내 전자 의료기기를 사용 중인 자 | · 혈관 질환 보유자 |
| · 산후의 여성 | · 당뇨병 또는 암 진단자 | · 뇌질환 또는 신경계 질환 환자 |
| · 피부질환자 | · 고혈압 환자 | · 감각 이상으로 자극을 정상적으로 느끼기 어려운 자 |

06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- 개봉 후 반드시 정격전압 (5V 2A)에 맞는 어댑터와 전용 케이블로 충전 후 사용해 주십시오.
- 충전이 완료되면 반드시 어댑터를 분리해 주시고, 장시간 충전은 삼가해 주십시오.
- 손상되었거나 정격에 맞지 않는 어댑터로 충전하지 마십시오.
- 침수된 제품의 사용은 절대 금지합니다.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마시고, 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단한 후 공식 고객센터로 문의해 주십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 고온 다습한 환경에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 제품에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오. 내장 배터리가 손상될 경우 과열, 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 보관 중 제품이 눌리거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기에 주십시오.
- 물기가 있는 상태에서 링패드 사용 시 물듦 현상이 발생할 수 있으므로, 물기가 없는 상태에서 사용해 주십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 유아 및 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니며, 치료 목적 또는 제품의 용도 외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 음주 후, 피부 감각이 둔해진 상태 등 즉각적인 대응이 어려운 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 상처 부위 또는 연한 살에는 사용하지 마십시오
- 사용한 패드는 반드시 폐기하고 재사용하지 마십시오.
- 패드를 기기에 붙인 채 방치할 경우 접착제가 기기에 영겨 붙을 수 있으므로, 사용한 패드는 바로 떼어주십시오.
- 권장 시간 및 횟수를 준수하여 이용해 주십시오
- 미준수 시 피부가 손상될 수 있습니다. (주 1~2회 / 부위별 10분)
- 부상의 위험이 있으므로, 처음 사용 시에는 1 단계로 5분 이내 사용 후 점차 사용 시간과 강도를 늘려 사용해 주십시오.
- 동일 부위에 지속적으로 사용할 경우 피부 자극 또는 부상의 위험이 있으므로 한 부위에 장시간 사용하지 마십시오.
- 부상의 위험이 있으므로, 패드 / 헤드 교체 시 전원 버튼이 눌리지 않도록 각별히 주의해 주십시오.
- 회전 상태의 패드 가장자리의 경우 날카로울 수 있으므로, 패드의 가운데 면에 각질 제거 부위가 닿도록 사용해 주시고, 손이 베이지 않도록 각별히 주의해 주십시오.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다. [피부질환자, 당뇨병 및 암 환자, 임신부 등] 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오. [페이스메이커(인공 심박동기)등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기 어려울 수 있습니다.

07 자주 묻는 질문

Q1. 각질이 완벽하게 없어지지 않아요.

두껍게 형성된 각질은 한 번에 제거되지 않을 수 있습니다. 잔여 각질은 100GRIT 패드로 정리하고, 주 1~2회 간격으로 무리 없이 케어해 주세요.

Q2. 어떻게 사용해야 하는지 잘 모르겠어요.

풋파일처럼 빠른 속도로 왕복하여 사용하는 제품이 아닙니다. 케어 부위를 지그시 누르며 한 방향으로 돌려주세요.

Q3. 각질제거 후 피부에 자극이 느껴져요.

무리한 사용은 피부 자극을 유발할 수 있습니다. 피부가 회복될 때까지 사용을 중단하고, 한곳에 강한 힘으로 오래 사용하는 것은 피해주세요.

Q4. 사용 시 몇 분 정도 관리해야 하나요?

10분 이내 사용하시길 권장합니다.

Q5. 소모품은 재구매 가능한가요?

샌딩 패드, 링 패드, 충전 케이블 모두 재구매 가능합니다.

08 제품 정보

제품명	폴리오 패디플래너 라이트
모델명	FG003
KC 인증번호	R-R-Plo-FG003 / XU101361-21020A
정격전압	DC 5V / 2A
배터리 용량	3.7V, 3,000mAh, 11.1Wh
사이즈	160 × 43mm
무게	183.5g
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주) 폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처



폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 | 패디플래너 라이트

제품 사용 설명서

Pedi Planner Lite

Pulio