

05 사용 및 보관방법

사용방법



1. 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
(폴리오 로고가 아래 방향으로 향하도록 놓아주세요)



2. 마사지가 위에 허리를 밀착시켜 천천히 누운 후 컨트롤러를 통해 마사지 모드 선택하여 마사지 해주세요.

※ 사용 시 주의
에어백이 완전히 내려간 후 천천히 일어나세요.
에어백이 내려가기 전 갑자기 일어나면 허리에 무리가 갈 수 있습니다.

보관방법

통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

※ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오

- | | |
|-----------------|----------------|
| · 직사광선에 노출된 곳 | · 전자 기장이 강한 곳 |
| · 고온 및 습도가 높은 곳 | · 먼지가 많은 곳 |
| · 물이 있는 곳 | · 진동 충격에 취약한 곳 |
| · 연기와 불 근처 | |

* 해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.

06 충전방법

충전방법

- 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품이 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
- 제품(본체) 오른쪽 충전 포트에 동봉된 C 타입 케이블을 연결하여 충전해주세요.

LED 표시



충전 중 / 완료 표시
충전 중 : 빨간색 (깜빡깜빡)
충전 완료 : 초록색

배터리 잔량 표시
100% 충전 (표시등 : 초록색)
잔량 40% (표시등 : 빨간색)
잔량 15% (표시등 : 빨간색 + 깜빡깜빡)

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
- 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

07 사용 시 주의사항

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 충전 중 사용하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- 충전 시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 이용해 충전하십시오.
- 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오.
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 제품에 과도한 체중이 실릴 경우 부상 및 고장의 원인이 될 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 아침저녁으로 하루 2회 사용을 권장 드리오니 연속 사용은 지양해 주십시오.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 저주파 기능 사용 시 개인에 따라 강도의 차이가 있으므로, 처음 사용 시 1단계부터 천천히 강도를 늘리며 사용하시길 권장 드립니다.
- 개인에 따라 화상 및 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
- 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 5분 이내로 사용하며 점차 사용 시간을 늘리시길 권장 드립니다.
- 부상의 위험이 있으므로 제품을 평평한 바닥에서 사용하시며, [매트, 이불, 침구류, 소파 등]에서 사용 시 제공된 받침대에 놓고 사용해 주십시오.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 질한 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 척추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오.
- 질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오 [피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등]
- 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다. [임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자, 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오. [페이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 고온 및 전류 발생 전자기기 등 그 외 기타 전자제품 및 의료제품과 함께 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 허리 외의 부위에 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

08 자주 묻는 질문

* 구매 전 꼼꼼히 체크하세요

Q1. 연속해서 사용해도 되나요?

아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 지양해 주십시오.

Q2. 온열 기능 사용 시 주의할 점 있나요?

개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오. 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.

Q3. 제품 방향이 어떻게 되나요?

폴리오 로고가 아래 방향으로 향하도록 제품을 놓고 사용해주시면 됩니다.

Q4. 다른 부위에 사용해도 되나요?

본 제품은 허리를 마사지해주기 위한 제품입니다. 허리 외의 부위에 사용하지 마십시오.

폴리오 | 백풀러 허리 마사지기

제품 사용 설명서

Wireless

Back-puller
Waist Massager

Pulio

01 제품구성 및 정보



제품명	폴리오 백풀러 허리 마사지기	제조사	상품 별도 표기
모델명	HL001	제조국	중국
KC 인증번호	R-R-Plo-HL001	수입/판매원	(주) 폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
정격 전압	DC5V / 2A	반품및교환장소	구입처
배터리 용량	7.4Vd.c. / 2500mAh / 18.5Wh	품질 보증 기준	상세페이지 하단 품질보증 안내 참고
사이즈	420 × 195 × 70mm	고객센터	1551-0879 / 카카오톡 '폴리오' 검색
무게	1,640g	구성품	본체 1개, 받침대 1개, CE타입 충전 케이블 1개, 사용설명서, 품질보증서
재질	ABS, PC, 라이크라		


02 받침대 사용방법



사용방법

- 위 이미지와 같이 받침대를 마사지기 본체 아래에 두고 사용할 수 있습니다.
- 꼭신한 곳(침대, 소파, 패드 등) 위에서 받침대를 놓고 사용할 경우 마사지 효과를 상승시킬 수 있습니다.
- 딱딱한 곳 (바닥, 딱딱한 침대 등)에서는 받침대를 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 받침대에 바로 올라가지 마시고 다른 용도로 사용하지 않도록 합니다.

03 컨트롤러 조작법



04 기능 안내

1. 모드

모드	모드 설명
자동 모드	부드러운 상하 마사지
스트레칭 모드	강한 상하좌우 마사지
맞춤 모드	원하는 기능만 선택하여 맞춤 마사지

2. 마사지

공기압 마사지 기능으로 위아래 버튼을 통해 공기압(마사지) 높이 조절(10단계)이 가능합니다.

3. EMS

EMS 기능으로 위아래 버튼을 통해 EMS 단계 조절(10단계)이 가능합니다.

4. 진동

진동 기능으로 해당 버튼을 눌러 ON/OFF 조절이 가능합니다.

5. 온열

온열 기능으로 해당 버튼을 눌러 ON/OFF 조절이 가능합니다.

6. 시간

시간(타이머) 기능으로 해당 버튼을 눌러 5/10/15/20분 시간(타이머) 선택이 가능합니다.

⚠ 유의사항

유의사항을 확인하시어 본인에게 맞춰 사용하여 주세요.

- 모든 모드에서 각 기능 단계 및 ON/OFF 조절이 가능합니다.
- 마사지 기능은 각 모드 별 단계가 상이합니다.
 - 1) 자동 / 스트레칭 : 1 - 10단계
 - 2) 맞춤 : 0-10단계



폴리오 백풀러 허리 마사지기
제품 사용설명서