

01 제품구성 및 정보

본 제품



구성품



C타입 충전 케이블



사용설명서

02 컨트롤러 조작 방법



03 상세 기능 안내

마사지 기능

모드	모드 설명
A	리프팅 모드
B	트위스트 모드
C	자동 모드

EMS 기능

단계	설정 범위	조절 방법
1~15단계	5/10/15/20분	버튼을 눌러 단계별 조절

타이머 기능

기능	설정 가능 시간	조작 방법
타이머	5/10/15/20분	버튼을 눌러 순차 조절

온열 기능

*저온 화상에 주의하세요.

온열 단계	모드 설명
1단계	35±3도
2단계	40±3도
3단계	45±3도

04 사용 방법

사용 방법

- 전원 버튼을 통해 제품을 켜주세요.
- 제품을 원하는 위치에 놓고 누워 주세요.
- 컨트롤러를 통해 자신에 맞는 모드와 높이를 조절해 주세요.
- 모드 선택과 맞춤 높이 조절 후 마사지 시작 버튼으로 마사지를 시작해 주세요.

핵심 주의 사항

- 작동 중 설정 변경 불가**
마사지가 진행 중일 때는 모드나 높이를 변경할 수 없습니다. 변경하려면 작동을 멈춘 후 조절해야 합니다.
- 높이 조절**
에어백 시스템 특성상 0단계(초기화)를 거쳐 다시 조정되므로 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
- 모드 조절**
모드 변경 시 맞춤 높이 조절을 위해 에어백은 0단계에서 다시 맞춤 높이로 조정됩니다.
- 조정 중 버튼 잠금**
에어백이 부풀어 오르는(높이 조절) 과정 중에는 시작 및 모드 버튼이 작동하지 않습니다.

장소별 사용 팁

- 폭신한 곳 (침대, 소파 등)**
마사지 효과를 높이기 위해 받침대를 놓고 사용하는 것을 권장합니다.
- 딱딱한 곳 (바닥, 돌침대 등)**
받침대 없이 사용하는 것을 권장합니다.
- 안전 주의**
받침대 위에 바로 올라서거나 마사지 외 다른 용도로 사용하지 마세요.

Pulio

품질 보증 및 A/S 안내

풀리오 제품을 구입해 주신 고객님의께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.
구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우
소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

* 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.
과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	허리 마사지기 백풀러 PRO	구입 일자	
모델명	HL002	구입처	

고객 정보


고객명	고객 연락처	
고객 주소		

05 충전 방법

충전 방법

1. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
2. 제품 충전 포트에 동봉된 C 타입 충전 케이블을 연결하여 충전해주세요.

충전 LED 표시



배터리 잔량 표시

- 100% 충전 (표시등 : 초록색)
- 잔량 50% 이하 (표시등 : 빨간색)
- 잔량 20% 이하 (표시등 : 빨간색 깜빡임)

배터리 충전 표시

- 충전중 (표시등 : 빨간색 깜빡임)
- 충전완료 (표시등 : 초록색)

⚠ 배터리 충전 관련 유의사항

충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
5V 2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- 제품 수령 후 제품에 이상이 없는지 확인한 후, 충분히 충전하여 사용하기 바라며, 충전 중에는 사용하지 않습니다.
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 반드시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 제품을 인의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오.
- 뽕뽕하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오.
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오.
- 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 보관 중 제품이 눌리거나 압착되지 않도록 주의 하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않거나 식사 직후에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 허리 부위 외에는 사용하지 마십시오.
- 제품에 과도한 체중이 실릴 경우 부상 및 고장의 원인 될 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

- 본 제품은 아침 저녁으로 하루 2회 사용을 권장 드리오니 연속 사용은 삼가 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 사용 간 충분한 휴식 시간을 두고 사용하시고, 연속 사용은 삼가 주시기 바랍니다.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 저주파 기능 사용 시 개인에 따라 강도의 차이가 있으므로, 처음 사용 시 1단계부터 천천히 강도를 늘리며 사용해 주십시오.
- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시에는 반드시 의류를 착용한 상태에서 사용하시기 바랍니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시에는 1단계부터 시작하여 5분 이내로 사용하시고, 점차 사용 시간을 늘려 주시기 바랍니다.
- 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시기 바랍니다.
- 부상의 위험이 있으므로 제품을 평평한 바닥에서 사용하시며, [매트, 이불, 침구류 등]에서 사용 시 제공된 받침대에 놓고 사용해 주십시오.
- 질환이나 장애가 있거나 경추 및 척추 질환으로 치료 중인 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오. [피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등] 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다. [임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자, 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오. [페이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그외 전자제품 및 의료기기 등]
- 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상에 드리기 어려울 수 있습니다.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

07 자주 묻는 질문

Q1. 전원을 켜는데도 마사지가 멈추지 않아요.

마사지 중 전원을 끄면 공기압이 전부 빠지기까지 길게 8초가 소요됩니다.
공기압 빠지는 시간은 정상적인 작동입니다.

Q2. 연속해서 사용해도 될까요?

제품의 1회 작동 시간은 5~20분이며 연속 사용은 권장하지 않습니다.
하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피해주세요.

Q3. 다른 부위에도 사용할 수 있나요?

해당 제품은 허리 전용으로 설계된 제품으로 다른 부위에는 사용을 권장하지 않습니다.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 외과적 질환 또는 척추 질환 환자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 혈관 질환 보유자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 체내 보철기구 사용자 (인공관절, 금속 삽입물 등)
- 골다공증 진단자

08 제품 정보

제품명	폴리오 허리 마사지기 백풀러 PRO
모델명	HL002
KC 인증번호	R-R-Plo-HL002 / YU10903-22002
정격전압	DC 5V / 2A
배터리 용량	7.4Vd.c. / 2,500mAh / 18.5Wh
사이즈	420 × 190 × 70mm
무게	1,400g
재질	ABS, PC, 라이크라
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주) 폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처



폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가



폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 | 허리 마사지기 백풀러 PRO

제품 사용 설명서

Waist Massager
Back-puller Pro

Pulio