

Air Gua Sha Massager

Pulio

01 제품 구성

에어 팔사 마사지기



C Type 충전케이블



사용설명서



품질보증서

02 제품 정보

제품명	폴리오 에어 팔사 마사지기
모델명	ML001
KC 인증번호	R-R-Plo-ML001 / YU101153-23001
정격전압	DC5V/1A
배터리 용량	3.7Vd.c. / 2200mAh / 8.14Wh
제조사	상품 별도 표기
제조국	중국
판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
사이즈 및 무게	720×90mm (머리 밴드) 54×201×42mm (컨트롤러) 430g
재질	PU, 스펀지, ABS, 실리콘, PP
반품 및 교환	구입처
품질 보증 기준	상세 하단 품질보증 안내 참고

☎ 폴리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가




폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



03 컨트롤러 조작법



- **모드**
 - 릴렉싱 케어 (1단)
 - 팔사 케어 (2단)
 - 에너지이저 케어 (3단)
- **온열**
 - 온열 38도 / 41도 / 44도
 - 클릭 시 온도 변경
- **강도**
 - 1단 / 2단 / 3단
 - 클릭 시 강도 변경
- **전원**
 - 길게 누르면 ON/OFF


04 마사지 모드

순서	모드	모드 설명	LED 표시
Mode 1	릴렉싱 케어	이마, 관자놀이, 측두근, 뒤통수 전체적으로 골고루 마사지	 아래 LED
Mode 2	팔사 케어	이마, 관자놀이, 측두근 집중적으로 마사지	 왼쪽 LED
Mode 3	에너지이저 케어	뒤통수, 관자놀이, 측두근 집중적으로 마사지	 오른쪽 LED



폴리오 에어 팔사 마사지기
제품 사용설명서

05 충전 방법



● 모니터 표시

충전 중 하단 점선의 흰색 불빛이 깜빡임
충전 완료 하단 점선의 흰색 불빛이
전체적으로 점등

● 배터리 잔량 표시

사용 중 선이 하나씩 사라지며 잔량이
표시됩니다.

1. 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로
제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
2. 동봉 된 케이블(C Type)을 사용해 충전하세요.
3. 컨트롤러 상단의 충전 포트를 통해 연결해주세요.

06 사용방법 및 보관

사용방법

1. 머리에 맞게 정확히 착용해주세요.
2. 눈썹 위로 밴드를 밀착시켜 착용해주세요.
3. 이마와 머리에 밀착되도록 길이를 조정해 사용해주세요.
4. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
*모드 1단계/온열 38도/강도 1단계 마사지로 자동 시작됩니다.
*안심타이머로 10분 작동 후 종료됩니다.
*종료 시 에어백이 꺼집니다.
5. 각 버튼을 눌러 맞춤 마사지를 설정하세요. 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
*안심타이머로 10분 작동 후 종료됩니다.
*종료 시 에어백이 꺼집니다.

보관방법

1. 통풍이 잘되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
2. 원단 부분이 오염되었다면 물기가 떨어지지 않는 물티슈, 부드러운 천으로 제품 외관을
닦아주세요.
*화학적 물질은 절대 사용하지 마세요.
*화장을 한 상태에서 사용하지 마시고 오염된 경우 빠르게 닦아 사용해 주세요.
3. 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해 주세요.
4. 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

⚠ 다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오

해당 주의 사항을 무시하고 사용하여 발생하는 손해에 대해서는 보상하지 않습니다.

- 직사광선에 노출된 곳
- 전자 기장이 강한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 먼지가 많은 곳
- 물이 있는 곳
- 진동 충격에 취약한 곳
- 연기와 불 근처

07 사용 시 주의사항

* 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- 충전 중 사용하지 마십시오
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오
- 음주 후 사용하지 마십시오
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오
- 충전 시 5V 1A 정격에 맞는 어댑터를 이용해
충전하십시오
- 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인의 경우
보호자의 보호 아래 사용하십시오
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지
않도록 주의하십시오
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지
마십시오
- 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지
마십시오
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거
후 사용해 주십시오
- 본 제품은 작동 후 약 10분 뒤 자동으로 종료되도록
설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니
연속 사용은 지양해 주십시오
- 온열 기능 사용 시 맨살 사용을 금지하며, 개인에 따라
낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로,
얇은 수건을 대고 사용해 주십시오
- 온열 기능 사용 시 화상의 위험이 있으므로 처음 사용
시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하십시오
권장 드립니다.
- 맨살에 사용하지 않더라도 개인에 따라 화상이
발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히
주의하십시오
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해
부상이 발생할 수 있습니다.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와
상의하십시오
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후
사용하십시오 [심장질환 또는 고혈압 환자, 뇌질환 및
신경질환 환자, 외과질환, 악성종양 등 뇌신경계
이상자, 혈관질환자 등]
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을
경우 사용하지 마십시오
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다.
의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지
마십시오
- 부상의 위험이 있으므로, 사용설명서에 기재된 착용
부위 외 다른 부위의 사용은 금지합니다
- 화장을 한 상태에서 사용하지 마십시오

⚠ 사용자에게 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 골다공증 환자
- 외과질환
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 당뇨 및 암환자
- 피부 알레르기
- 체내 보철기구 사용 환자
- 혈관질환자

08 자주 묻는 질문

구매 전 꼼꼼히 체크하세요

Q1. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 10분입니다. 한 부위당 2회 이상 연속하여
사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 자동으로 꺼지는 이유가 뭔가요?

전자기기로 안전을 위해 최대 10분 타이머 기능이
적용되었습니다.

Q3. 온열 기능 사용 시 주의할 점 있나요?

지속적으로 마사지할 경우 저온화상의 위험이 있으므로
각별한 주의가 필요합니다.

Q4. 지압 모드와 온열모드 같이 사용 가능한가요?

네, 가능합니다. 고민 부위 해결을 위해 동시 사용하면 더욱 효과적입니다.

Pulio