



풀리오 스킨핏 손목 EMS 밴드
제품 사용설명서

07 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- 개봉 후 반드시 정격전압 (5V1A)에 맞는 어댑터와 전용 케이블로 충전 후 사용해 주십시오
- 충전이 완료되면 반드시 어댑터를 분리해 주시고, 장시간 충전은 삼가해 주십시오
- 손상되었거나 정격에 맞지 않는 어댑터로 충전하지 마십시오
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마시고, 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단한 후 공식 고객센터로 문의해 주십시오
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오
- 고온 다습한 환경에서 사용 또는 보관하지 마십시오
- 배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 보관 중 제품이 눌리거나 압착되지 않도록 주의하십시오 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 유아 및 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않거나 식사 직후에는 사용하지 마십시오
- 본 제품은 손목 부위 외 사용을 금지합니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시에는 온열 및 EMS 강도를 1단계부터 시작하여 5분 이내로 사용하시고, 점차 사용 시간을 늘려 주시기 바랍니다.
- 저온 화상의 위험이 있으므로 의류를 착용한 상태에서 사용하지시기를 권장드립니다.

- 본 제품은 연속 사용을 금지하며, 아침 저녁으로 하루 2회 사용을 권장드립니다.
- 사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오
- 손목 관련 질환으로 치료 중인 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오
- 임플란트 또는 보철물이 있는 분은 제품 사용을 금지합니다.
- 질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오. [피부질환, 골다공증 등]
- 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다.
[임산부, 정형외과적 질환자, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자, 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오.
[페이스메이커(인공 심박동기)등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상에 드리기 어려울 수 있습니다.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

아래에 해당하는 경우 사용을 금지합니다.

- 임신중 또는 임신 가능성이 있는 여성
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 체내 보철기구 사용자 (인공관절, 금속 삽입물, 임플란트 및 보철물 등)
- 정형외과적 질환자
- 심박조율기 (페이스메이커) 등 체내 전자 의료기기를 사용 중인 자
- 혈관 질환 보유자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 감각 이상으로 자극을 정상적으로 느끼기 어려운 자

아래에 해당하는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오.

- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 골다공증 진단자
- 산후의 여성

08 제품 정보

제품명	풀리오 스킨핏 손목 EMS 밴드
모델명	MS001
KC 인증번호	R-R-Plo-MS001 / YUI0868-18001D
정격전압	DC 5V / 1A
배터리 용량	3.7V / 1,000mAh / 3.7 Wh
사이즈	370 x 80 x 25 mm
무게	85g
재질	ABS, PU, TPU
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주)풀리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환장소	구입처

☎ 풀리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가
------------	---



풀리오 | 스킨핏 손목 EMS 밴드

품질 보증 및 A/S 안내

풀리오 제품을 구입해 주신 고객님께 감사드립니다.

본 제품은 철저한 품질관리 공정을 거쳐 제작 후 검사를 마쳤습니다.
구매 후 365일 품질보증기간 이내 제품 이상이 발생할 경우
소비자분쟁해결기준 및 당사 정책에 따라 보증기간 내 무상 A/S가 가능합니다.

※ 반드시 사용 전 사용방법 및 주의사항을 확인해 주세요.
과실로 인한 파손 또는 고장이 확인될 경우 유상 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

제품명	풀리오 스킨핏 손목 EMS 밴드	구입 일자	
모델명	MS001	구입처	

고객 정보

고객명		고객 연락처	
고객 주소			

Skin-fit Wrist EMS Band




01 제품구성 및 정보

본 제품



구성품



02 컨트롤러 조작 방법

온열
해당 버튼을 눌러
온열 ON/OFF 및
단계 조절 (3단계)이
가능합니다

HEAT 1단계 37 +/- 3도
HEAT 2단계 40 +/- 3도
HEAT 3단계 42 +/- 3도

강도
강도 조절 기능으로
해당 버튼을 눌러
EMS 강도 조절을 합니다

단계 0 ~ 13 (최대)

전원
2초간 길게 눌러 제품을 켜주세요

모드
전원 버튼을 살짝 눌러 모드를
변경해주세요
총 8 가지 맞춤 EMS 프로그램으로
최적의 케어가 가능합니다

마사지 단계 표시등

온열 표시등

배터리 표시등

03 상세 기능 안내

전원 버튼

작동방식	기능 및 상태
2초간 길게 누름	전원 켜짐

EMS 기능

모드	설정 범위	조절 방법
1 ~ 8 모드	10분 후 자동 종료	모드 순환 (1 > 8)
단계		
0 ~ 13 (최대)		

온열

온열 단계	모드 설명	조절 방법
1단계	37 +/- 3도	모드 순환
2단계	40 +/- 3도	0 > 1 > 2 > 3 > 0
3단계	42 +/- 3도	-

배터리 표시

작동 방식	기능 및 상태
전원 켜짐	배터리 잔량 표시
충전 중	표시등 불빛이 흐르듯 켜짐
배터리 부족	배터리 한 칸이 천천히 깜빡임

04 사용 방법

착용 방법

- 밴드 끝에 있는 고리에 엄지손가락을 걸어주세요.
- 밴드가 손등 위로 교차되도록 손목을 단단히 감아주세요.
- 원하는 압박 강도에 맞춰 당긴 후 벨크로를 붙여주세요.
- 컨트롤러 본체를 밴드의 자석 단자에 맞춰 부착해 주세요.
- 전원 버튼을 꼭 눌러 기기를 켜주세요.

사용 방법

• EMS 모드 변경

전원 버튼을 눌러 0부터 8까지 원하시는 EMS 모드를 선택해 주세요.

• EMS 강도 조절

선택하신 모드의 강도는 0단계부터 최대 13단계까지 세밀하게 조절할 수 있습니다.

• 온열 기능 동시 사용

EMS 모드 작동 중 온열 기능을 함께 사용하실 수 있습니다. 온열은 총 3단계로 조절 가능하며, 필요하지 않으실 경우 온열 기능만 끄고 사용하셔도 무방합니다.

- 온열 OFF:** 피부에서 기기가 멀어지면 10초 후 강도가 0으로 변경되고, 70초 후 전원이 자동 종료됩니다.
- 온열 ON:** 피부에 기기가 멀어져도 설정된 시간까지 작동을 유지한 후 자동 종료됩니다.

05 충전 방법

배터리 충전 관련 유의사항

충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다.
5V 1A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해 주세요.

충전방법

- 제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로 제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.
- 제품 충전 포트에 동봉된 C 타입 충전 케이블을 연결하여 충전해주세요.

06 자주 묻는 질문

Q1. 하루에 얼마나 사용하는 것이 좋을까요?

모드별 하루 1회 사용을 권장 드립니다.
연속 사용시 모드당 각 10분 사용을 권장 드립니다.

Q2. 강도는 어느 정도가 좋을까요?

처음 사용하실 때는 낮은 단계부터
차츰 올려가는 것이 좋습니다.
통증이 느껴질 경우 강도를 줄여 사용해주세요.

Q3. 마사지 겔을 꼭 사용해야하나요?

필수는 아닙니다. 평소 자극이 잘 느껴지신다면
맨살에 그대로 사용하셔도 좋습니다.
다만, 피부가 건조할 때 소량 발라주시면 훨씬 부드럽고
효과적으로 마사지를 즐기실 수 있습니다.