



폴리오 목 어깨 라이트 마사지기
제품 사용설명서

05 자주 묻는 질문

Q1. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 15분입니다. 한 부위당
2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 연속 사용 중 전원이 꺼졌어요.

연속 사용 시, 과열 방지를 위해 전원이 꺼질 수 있습니다.
과열 방지를 위한 안심 센서로 인한 현상이며
한 시간 정도 후에 다시 사용해 주세요.


Q3. 더 강하게 마사지 받고 싶어요.

제품의 스트랩을 손으로 잡아당기면 어깨에 완전히 밀착되어
더 강력한 압을 느낄 수 있습니다. 또한 스트랩을 몸에 맞게 조절하여
목과 어깨에 잘 밀착되도록 맞춰주시기 바랍니다.

Q4. 기내 반입이 가능한가요?

160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수화물로 가지고 갈 수 있습니다.
다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있기 때문에
사전 항공사 문의 바랍니다.

06 제품 정보



제품명	폴리오 목 어깨 라이트 마사지기
모델명	N002R
KC인증번호	R-R-Plo-N002R / XU103661-24004A
정격전압	DC 5V / 2A
배터리용량	7.4V / 2,000mAh / 14.8Wh
재질	PU + PA6 + PP + TPE
색상	파스텔 퍼플
사이즈	940 X 195 X 170mm / 1,387g
제조국	중국
제조사	상품 별도 표기
수입/판매	(주)폴리오
사용방법	상세페이지 내 표기
사용상 주의사항	상세페이지 내 표기
품질보증기준	상세 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	카카오톡 폴리오 검색 / 1551-0879

☎ 폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가



폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



폴리오 I 목 어깨 라이트 마사지기

제품 사용 설명서


Neck & Shoulder
Lite Massager

Pulio

01 제품명칭

사이즈 940 × 195 × 170(mm)

무게 1,387g




02 컨트롤러 조작법

기본 시작 설정

전원을 켜면 항상 아래의 설정으로 시작됩니다.

- 순환 모드
- 온열 1단
- 속도(강도) 1단



03 착용 및 충전방법

01 목에 맞춰 착용	마사지 모듈을 목 위에 위치를 맞춰 엮어 주세요.
02 버클 체결	등 뒤에서 탄력 스트랩 버클을 체결하여 몸에 밀착시켜 주세요.
03 스트랩 조절	스트랩 길이를 조절하여 몸에 맞게 조절해 주세요.

충전 및 보관 안내

동봉된 충전 케이블(C타입)을 연결해 충전해 주세요.

1. 동봉된 충전 케이블과 표준 어댑터로 충전하세요.
2. 제품 배송 시, 배터리는 완충 상태가 아닙니다. 충분히 충전한 후 사용하십시오.
3. 빨간불이 깜빡이면 배터리가 20% 미만인 상태이므로 충전해 주세요
4. 충전기를 연결하면 빨간불이 켜지며 충전이 시작됩니다.
5. 충전이 완료되면 표시등이 초록불로 바뀝니다.
6. 충전 케이블이 연결된 상태에서는 제품이 작동하지 않습니다.

사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| · 임신 중 또는 산후의 여성 | · 심장질환 또는 고혈압 환자 | · 뇌질환 및 신경질환 환자 |
| · 외과질환 | · 당뇨 및 암 환자 | · 체내 보철기구 사용 환자 |
| · 경추 질환 | · 혈관질환자 | · 골다공증 환자 |
| · 피부 알레르기 | | |

04 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
제품 수령 후 제품에 이상이 없는지 확인한 후, 충분히 충전하여 사용하시기 바랍니다.
손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 사용하지 마십시오.
운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
충전 시 반드시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오.
뽕뽕하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오.
제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오.
손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
보관 중 제품이 눌러거나 압착되지 않도록 주의하십시오 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
성인 기준으로 제작된 상품이니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않거나 식사 직후에는 사용하지 마십시오.

사용 시 반드시 않은 상태에서 사용하시고, 스트랩을 무리하게 당기거나 제품에 과도한 압력이 가해지지 않도록 주의해 주십시오 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
본 제품은 아침, 저녁 하루 2회 이내로만 사용하시고, 연속 사용은 삼가 주시기 바랍니다.
사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시에는 두껍고 부드러운 의류를 착용한 상태에서 사용해 주십시오.
옷을 입고 사용 하더라도 개인에 따라 화상 및 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로 처음 사용 시에는 마사지 모드를 1단계부터 시작하고, 사용 시간은 5분 이내로 제한하여 사용한 후 점차 강도와 사용 시간을 늘려 주시기 바랍니다.
질환이나 장애가 있거나 경추 질환으로 치료 중인 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.
질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오.
[피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등] 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다.
[임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자, 약성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
다른 전자제품 또는 의료기기과 함께 사용하지 마십시오.
[페이스메이커(인공 심박동기)]등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등] 주의사항을 숙지 후 사용에 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기 어려울 수 있습니다.
본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.