


Tap Tap Neck & Shoulder
Massager

Pulio


01 제품명칭

사이즈 310 × 180 × 140(mm)

무게 1,420g



02 컨트롤러 조작법



03 착용 및 충전 방법

01 목에 맞춰 착용	마사지 모듈을 목 위에 위치를 맞추어 엮어 주세요.
02 버클 체결	등 뒤에서 탄력 스트랩 버클을 체결하여 몸에 밀착시켜 주세요.
03 스트랩 조절	스트랩 길이를 조절하여 몸에 맞게 조절해 주세요.

 충전 및 보관 안내	동봉된 충전 케이블(C타입)을 연결해 충전해 주세요.
1. 동봉된 충전 케이블과 표준 어댑터로 충전하세요.	
2. 제품 배송 시, 배터리는 완충 상태가 아닙니다. 충분히 충전한 후 사용하십시오.	
3. 충전 중 하얀 불빛이 깜빡이는 것은 정상입니다.	
4. 불빛이 흰색으로 바뀌면 충전이 완료된 상태입니다.	
5. 제품이 충전에 연결된 상태에서는 작동이 불가능합니다.	

04 사용 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- 제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 반드시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오.
- 뽕뽕하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오.
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오. 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 보관 중 제품이 놀리거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 15분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피하십시오. 자동 종료 후 재작동하여 연속 사용할 경우 부상의 우려가 있습니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 마사지 모드를 1단계부터 천천히 사용하십시오 권장 드립니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 5분 이내로 사용하며 점차 사용 시간을 늘리시길 권장 드립니다.
- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 겹옷을 착용하시기 바랍니다.
- 옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 화상 및 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
- 제품 사용 중 과도한 압력이 가해질 수 있으므로, 벽에 기대거나 누운 상태에서 사용하지 마십시오.
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 경추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오.
- 질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오.
- [피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등]
- 다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다.
- [임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자, 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
- 다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오.
- [메이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기 어려울 수 있습니다.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

⚠ 사용자에 따른 주의사항

다음에 해당하시는 분은 반드시 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주시기 바랍니다.

- 혈관 중이거나 출산 후 회복기인 여성
- 정형외과적 질환 또는 경추 질환이 있는 경우
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 심장 질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단을 받은 경우
- 혈관 질환 보유자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 체내 보철기구 (인공관절, 금속 삽입물 등) 사용 중인 경우
- 골다공증 진단자

05 자주 묻는 질문


Q1. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?
1회 작동 시간은 10분입니다.
한 부위 당 2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 연속 사용 중 전원이 꺼졌어요.
연속 사용 시, 과열 방지를 위해 전원이 꺼질 수 있습니다.
과열 방지를 위한 안심 센서가 인한 현상이며 한 시간 정도 후에 다시 사용해 주세요.

Q3. 더 강하게 마사지 받고 싶어요.
제품의 스트랩을 손으로 잡아당기면 어깨에 완전히 밀착되어 더 강력한 압을 느낄 수 있습니다. 또한 스트랩을 몸에 맞게 조절하여 목과 어깨에 잘 밀착되도록 맞춰주시기 바랍니다.

Q4. 기내 반입이 가능한가요?
160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수화물로 가지고 갈 수 있습니다. 다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있기 때문에 사전 항공사 문의 바랍니다.

06 제품정보

	제품명 폴리오 탭탭 목 어깨 마사지기
모델명	N003
KC인증번호	R-R-Plo-N003 / XU102624-25023, XU102486-25014
정격전압	DC 5V / 2A
배터리용량	7.4V / 2,500mAh / 18.5Wh
재질	PU / POM / 나일론+폴리우레탄 / ABS / PP
색상	블랙 퍼플
사이즈	310 × 180 × 140mm / 1,420g
제조국	중국
제조사	상품 별도 표기
수입/판매	(주)폴리오 / 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
사용방법	상세페이지 내 표기
사용상 주의사항	상세페이지 내 표기
품질보증기준	상세 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	카카오톡 폴리오 검색 / 1551-0879

 폴리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가
--	---

