


Neck & Shoulder
Massager V3

Pulio


01 제품명칭

사이즈 320 × 170 × 170(mm)

무게 1,360g



02 컨트롤러 조작법



03 착용 및 충전 방법

01 목에 맞춰 착용	마사지 모듈을 목 위에 위치를 맞춰 얹어 주세요.
02 버클 체결	등 뒤에서 탄력 스트랩 버클을 체결하여 몸에 밀착시켜 주세요.
03 스트랩 조절	스트랩 길이를 조절하여 몸에 맞게 조절해 주세요.
충전 및 보관 안내	동봉된 충전 케이블(C타입)을 연결해 충전해 주세요.
1. 동봉된 충전 케이블과 표준 어댑터로 충전하세요. 2. 제품 배송 시, 배터리는 완충 상태가 아닙니다. 충분히 충전한 후 사용하십시오. 3. 충전 중 하얀 불빛이 깜빡이는 것은 정상입니다. 4. 불빛이 흰색으로 바뀌면 충전이 완료된 상태입니다. 5. 제품이 충전에 연결된 상태에서는 작동이 불가능합니다.	


04 사용 주의사항

	* 사용 전 꼭 체크하세요
제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오. 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오. 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오. 운전 중이거나 음주 등으로 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 사용하지 마십시오. 충전 시 반드시 5V 2A 정격 어댑터를 사용해 주시고, 충전 완료 후에는 어댑터를 분리해 주십시오. 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 절대 사용하지 마십시오. 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오. 뽐족하고 예리한 도구와 제품을 접촉시키지 마십시오. 본 제품에는 리튬 배터리가 포함되어 있으므로, 폐기 시 반드시 배터리를 분리한 뒤 관련 규정에 따라 폐기해 주십시오. 제품은 화재·폭발 위험 또는 열원이 있는 장소에 보관하지 마십시오. 습한 장소 또는 고온 환경에서는 사용하지 마십시오. 무리한 압력이나 충격은 제품 고장의 원인이 됩니다. 사용 시 충격에 주의해 주십시오. 보관 중 제품이 늘리거나 압착되지 않도록 주의해 주십시오. (내부 배터리 및 부품 손상 우려) 노약자, 시각장애인, 장애인은 혼자 사용하지 말고, 반드시 보호자와 함께 사용해 주십시오.	본 제품은 성인 기준으로 제작된 제품입니다. 어린이 사용은 금지해 주십시오. 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거해 주십시오. 건강 상태가 좋지 않거나 마사지 부위에 이상이 있는 경우 사용을 피하십시오. 본 제품은 약 10분 후 자동 종료되도록 설계되어 있습니다. 하루 1회 사용을 권장하며, 연속 사용은 피하십시오. 자동 종료 후 연속 재작동 시 부상 위험이 있습니다. 처음 사용할 경우 부상의 위험이 있으므로, 마사지 모드를 1단계부터 천천히 사용하십시오. 5분 이내로 짧게 사용하고 점차 사용 시간을 늘려 주십시오. 맨살 사용은 절대 금지이며, 반드시 겹옷 위에 사용해 주십시오. 옷을 입고 사용하더라도 화상 또는 부상이 발생할 수 있으므로 각별히 주의해 주십시오. 제품 사용 중 과도한 압력이 가해질 수 있으므로, 벽에 기대거나 누운 상태에서는 사용하지 마십시오. 반드시 사용설명서에 안내된 방법에 따라 올바르게 사용해 주시기 바랍니다. 사용 방법을 준수하더라도 개인 상태에 따라 통증 또는 부상이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 다른 전자제품 또는 의료기와 함께 사용하지 마십시오. (예: 인공 심박동기, 인공 심폐 장치 등) 본 제품은 의료기기가 아니므로 치료 목적 사용은 금지되어 있습니다.
사용자에 따른 주의사항	임신 중이거나 출산 후 회복기인 여성 정형외과적 질환 또는 경추 질환이 있는 경우 피부 알레르기 또는 민감성 피부 심장 질환 또는 고혈압 환자 당뇨병 또는 암 진단을 받은 경우 혈관 질환 보유자 뇌질환 또는 신경계 질환 환자 체내 보철기구 (인공관절, 금속 삽입물 등) 사용 중인 경우 골다공증 진단자

05 자주 묻는 질문

Q1. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?	1회 작동 시간은 10분입니다. 한 부위당 2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.
Q2. 연속 사용 중 전원이 꺼졌어요.	연속 사용 시, 과열 방지를 위해 전원이 꺼질 수 있습니다. 과열 방지를 위한 안심 센서로 인한 현상이며 한 시간 정도 후에 다시 사용해 주세요.
Q3. 더 강하게 마사지 받고 싶어요.	제품의 스트랩을 손으로 잡아당기면 어깨에 완전히 밀착되어 더 강력한 압을 느낄 수 있습니다. 또한 스트랩을 몸에 맞게 조절하여 목과 어깨에 잘 밀착되도록 맞춰주시기 바랍니다.
Q4. 기내 반입이 가능한가요?	160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수화물로 가지고 갈 수 있습니다. 다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있기 때문에 사전 항공사 문의 바랍니다.

06 제품정보

	제품명 풀리오 목 어깨 마사지기 V3 모델명 N003 KC인증번호 R-R-Plo-N003 / XU102624-25023 XU102486-25014 정격전압 DC 5V / 2A 배터리용량 7.4V / 2,500mAh / 18.5Wh 재질 PU / POM / 나일론+폴리우레탄 / ABS / PP 색상 퍼플 사이즈 320 × 170 × 170mm / 1,360g 제조국 중국 제조사 상품 별도 표기 수입/판매 (주)풀리오 / 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호 사용방법 상세페이지 내 표기 사용상 주의사항 상세페이지 내 표기 품질보증기준 상세 하단 품질보증 안내 참고 고객센터 카카오톡 풀리오 검색 / 1551-0879
 풀리오 공식 스토어 puliodays.com 	 풀리오 카카오톡 바로가기 pf.kakao.com/_uxICTb 