

Pulio

풀리오 넥풀러 Neck-puller 제품 사용설명서

목어깨 케어 디바이스



침대에서 누워서 받는 데일리 홈 에스테틱

근육 깊은 곳까지 올리고 당기는 목어깨 집중케어

- 경추와 중요한 목근육인 후두하근을 복합적으로 마사지하여 굳어있거나 좁혀져 있는 목근육에 최적화된 입체마사지를 제공합니다.
- 마사지를 받는 동안, 3중 구조의 에어 피스톤들이 경추를 C커브 상태로 유지시켜 주도록 설계되어 바른 자세 유지에 도움을 줍니다.



바쁜 현대인의
바른자세에 도움



안전한 에어백 구조로
사람이 직접 마사지 하듯
시원한 효과



누워있으면
자동 마사지



경추마사지와
승모근까지
마사지 가능



집에서 언제든지
편하고 쉽게
경추 관리


01. 제품 구성 및 명칭

제품 명칭

당김 작동부

피스톤 지압부


바디 케이스



승모근 지압부


전원코드 & 리모컨
어댑터 연결부

제품 구성



※ 지압봉 교체 시 당겨서 빼고 밀어서 끼워넣어주세요.

02. 주요기능 및 버튼



4 자동 모드

대기상태에서 자동모드 버튼을 눌러 모드넘버 선택




9 수동 모드

대기상태에서 각 수동모드 버튼을 눌러 모드넘버 선택



8 개별 동작

대기상태에서 개별 동작 버튼을 누른 후 아래의 수동모드 버튼을 눌러 세부 조작



- 각 지압부를 개별로 동작할 수 있습니다.
- 기기 청소 시 사용 추천드립니다.

경추지압 버튼 (피스톤 지압부)	
1	2 3
b- b- b-	
승모/당김 버튼 (승모근 지압부)	
4	5 4+5
PL PL PU	
경추당김 버튼 (당김 작동부)	
6	
tU	

02. 주요기능 및 버튼 - 모드 상세설명



추천
마사지모드

① 편하게 릴렉스 하고 싶을 때	② 부드러운 마사지감을 원할 때
A4 (수면 모드)	P1 (마사지 모드)
③ 강한 마사지감을 원할 때	④ 두루두루 모든 마사지모드를 원할 때
N2 (승모/당김 모드)	A3 (종합 모드)

자동모드(A)


- 다양한 마사지모드를 복합적으로 즐기실 수 있도록 구성되어 있습니다



디스플레이	마사지감	기능	상세 설명
A1	시원함	종합 마사지	짧은 목 추천
A2	시원함		긴 목 추천
A3	시원함		모두에게 추천
A4	부드러움	승모 + 경추 지압	모두에게 추천




* 경추 번호를 참고해주세요.



02. 주요기능 및 버튼 - 모드 상세설명

경추지압(b)


- 3개의 피스톤이 각 경추번호에 맞게 경추를 들어올려 지압해줍니다.



디스플레이	마사지감	기능	상세 설명
b1	중간	경추지압 마사지	경추 전체 지압
b2			6~7번 경추 지압
b3			3~5번 경추 지압
b4			1~2번 경추 지압

경추당김(t)

- 3개의 피스톤이 각 경추번호에 맞게 경추를 들어올려 지압해줍니다.
- 지압 뿐만 아니라 당김 움직임으로 시원한 마사지감을 느낄 수 있습니다.




디스플레이	마사지감	기능	상세 설명
t1	시원함	경추 당김 마사지	경추 전체 지압 + 당김
t2			6~7번 경추 지압+당김
t3			3~5번 경추 지압+당김
t4			1~2번 경추 지압+당김

02. 주요기능 및 버튼 - 모드 상세설명

경추마사지(P)


- 주로 2~3개의 피스톤이 동시에 움직이며 경추를 부드럽게 올려줍니다.
손으로 부드럽게 쓰다듬는 느낌으로 남녀노소 부담없이 즐기실 수 있습니다.
- 주로 초기 사용자 or 목이 불편한 분들께 권하는 모드입니다.



디스플레이	마사지감	기능	상세 설명
 P1	부드러움	파노라마 경추마사지	경추 전체 부드럽게 지압
P2			6~7번 경추 부드럽게 지압
P3			3~5번 경추 부드럽게 지압
P4			1~2번 경추 부드럽게 지압

승모/당김(n)

- 승모근을 누르면서 경추를 올리고 당겨줍니다.
- 3방향 모두 움직여 가장 시원한 마사지감을 즐기실 수 있습니다.



디스플레이	마사지감	기능	상세 설명
 n1	시원함	종합모드	승모근 + 전체 경추 지압 + 당김
n2			
n3	중간	승모 + 경추	승모근 + 전체 경추 지압
n4	부드러움	승모	승모근 좌우를 동시에 번갈아가며 지압

03. 사용 방법

- 제품을 평탄한 곳에 놓아주세요.
- 처음 사용하실 때는 약하게 시작하시고, 통증이 있으신 분들은 수건 등을 올려놓고 지압을 받으시기 바랍니다.
- 고개를 좌/우로 돌리고 받으면 목빰근 마사지를 받으실 수 있습니다.

※ 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다.
사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어보시고
각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시길 바랍니다.



① 넥커버를 씌워줍니다.



② 제품을 목에 베고 양어깨를 붙인 후
턱을 살짝 들고 무릎을 세워 고정된 후 힘을 뺍니다.



③ 전원버튼을 1초이상 꾹 누르면 LED표시등이 켜지며
디스플레이에 A1이 나옵니다.



④ 원하는 모드를 선택하신 후, 시작/정지 버튼을 눌러
사용해주세요.



⑤ 작동 중에 강약조절(속도조절)을 원하시면, 버튼을 눌러
조절해주세요.



⑥ 작동 중에 시간조정을 원하시면, -5분 / +5분 버튼을 눌러
조정해주세요. (99분으로 설정해두시면, 무한대로 작동합니다.)



⑦ 시간이 다 되기 전에 종료하고 싶으시면, 시작/정지 버튼을
눌러주세요.



⑧ 전원버튼을 1초이상 꾹 눌러 전원을 꺼줍니다.

03. 사용 방법

경추마사지의 핵심은 '얼마나 섬세한가'가 중요해요!

넥폴러는 개발기간 동안 얼마나 섬세하게 경추를 케어할 수 있는가에만 집중했어요.

경추(목)근육은 매우 섬세한 부위이기 때문에
무작정 아프기만 한 마사지는 오히려 목건강을 해칠 수 있어요.

넥폴러에 온전히 체중을 맡겨 마사지 후 끝나면 천천히 고개를 좌우로 돌려보세요.
마사지 전보다 확연히 가벼워진 목 상태를 확인하실 수 있습니다 ^^



넥폴러에 어깨를 밀착시켜 눕기

마사지감에 큰 영향을 주는 요소로, 사진과 같이 누운 상태로 고개를 살짝 들어
양손으로 넥폴러와 어깨 사이에 빈공간이 없도록 밀착하여 가볍게 누워주세요

- 넥폴러와 어깨사이의 공간이 있으면 제대로 된 마사지감을 느끼지 못하거나
승모근 지압봉이 어깨에 닿지 않을 수 있어요



무릎은 직각으로 굽혀 눕기

편하게 무릎을 편 상태로 누워도 괜찮지만,
누운 상태로 무릎을 굽혀주시면 더 시원한 마사지감을 느끼실 수 있습니다.



추가 꿀팁! 살짝 옆으로 누워 마사지 받기

정자세로 누워도 좋지만, 가끔 살짝 옆으로 누워 넥폴러를 즐겨보세요
목뒀근이 자극되어 새로운 시원함을 느껴보실 수 있습니다!

1

꿀팁 하나!

부드러운 마사지감을 위해 강도는 여성은 2단계 / 남성은 3단계를 추천해요



2

꿀팁 둘!

올바른 모드설정 & 목어깨에 힘을 빼고 넥폴러에 온전히 체중을 맡기기

- * 완전히 릴렉스된 상태에서 목어깨 케어 마사지 효과가 극대화됩니다
- * 나에게 꼭 맞는 마사지모드로 넥폴러 즐기기



04. 주의사항 및 문제 해결

※ 사용 전 반드시 안전사항을 읽어주시고, 그 내용에 따라 사용하여 주십시오.
안전사항 미숙지로 인한 피해 발생 시 당사에서 책임지지 않습니다.

**경고**

작동 불량 시
사용자의 안전을 위협합니다.

- 신체 표면에 상처 또는 문제가 될 다른 부위에 마사지 하지 마십시오.
- 민감한 피부의 경우에는 마찰로 인한 피부에 상처를 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 습하거나 고온지역에서는 본 제품 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 만약 부주의로 물이 들어가는 경우, 즉시 마사지를 멈춰주시고, 콘센트에서 전원플러그를 빼십시오.
- 본 제품을 사용 시 전기난로나 기타 열원과 가까이 두지 마십시오.
- 고장이나 감전위험이 있으니, 젖은 손으로 제품 또는 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 본 제품을 사용 중에(걸인시) 손가락이나 젓가락같은 이물질을 넣지마세요. 손가락이 다치거나 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

**주의**

작동 불량 시
사용자 또는 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

- 매번 사용 시 30분간 사용하시길 바라며, 총 연속 사용시간이 2시간을 초과하지 않도록 사용해 주십시오.
- 제품은 유아, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- 만약 사용 중에 목에 심한 통증이 발생한다면 전원을 끄십시오
- 어린이 또는 스스로 처리할 수 있는 사람이 아니라면 제품을 작동시키지 않도록 주의해 주십시오
- 전원플러그의 피복이 날카로운 것에 긁히거나 벗겨지지 않도록 주의하십시오. 누전으로 인한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 사용중 제품에 코드선을 감거나 끼우지 마십시오.
- 사용자가 임의로 분해 및 개조 수리를 절대 금합니다. 만약 규정을 위반한 결과에 대해서 본 회사는 책임지지 않습니다.

**사용금지**

※ 만약 현재 의약치료 및 아래 항목에 해당된다면 의사와 상담 후 지시하는대로 사용하십시오.

- 신체에 기타 금속기구, 의수와 의족을 하신 분
- 만성병 혹은 중대한 지병환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자

- 척추질환이 있거나 뼈가 약하신 분
- 마사지 부위에 상처가 있으신 분

문제 해결 제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.
아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
제품 작동이 안됨	전원 혹은 아답터 연결이 안된 경우	전원 및 아답터 다시 꽂음
	전원스위치를 켜지 않은 경우	전원스위치 ON
	정한 시간을 초과한 경우	전원스위치 ON
소리가 심하게 남	옷이나 코드선, 이물질이 끼인 경우	제거하여 다시 작동시킴
제품 멈춤	코드선이 틈에 말려 들어간 경우	제거하여 다시 작동시킴

품질보증서

고객님께 더 나은 서비스를 제공하기 위해, 아래 고객정보를 기입해주시요.

품질 보증 기간	구입 후 1년 이내	
고객 정보	성함	
	주소	
	연락처	
	구매 경로	
	구매 일자	
A/S 요청 내용		

- 본사 고객센터로 위와 같은 정보로 교환 또는 A/S 요청이 가능합니다.

풀리오 고객센터

- 유선 전화 : 1551-0879
- 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가

■ 풀리오 공식 스토어
puliodays.com



■ 풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



모델명	풀리오 넥풀러 Neck-puller	정격전압	220V 60hz
제품 용도	목어깨 케어 디바이스	소비전력	12V 3A
제조사	(주)풀리오	무게	4.2kg
제조국	대한민국	사이즈	359 X 336 X 174mm

Pulio