

05 세탁 및 보관방법

본체의 관리방법

본체는 안전하고 청결하게 유지되어야합니다. 부드러운 헝겊으로 닦아주시고젖은수건이나 세제, 물은 사용하지 마십시오.

스트랩 부분

스트랩 부분은 물세탁이 불가합니다. 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀 젖은 물수건으로 오염부위를 문질러 닦아주세요. (가연성 세제는 사용하지 마십시오)

보관시 요구사항

본 제품을 어린이, 유아, 습한 환경, 고온, 직사광선에 노출시키지 마십시오. 본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우, 2개월에 한번 충전시켜 주십시오.

폐기방법

본 제품을 폐기하기 전에 전원을 종료하고 배터리를 분리하십시오.

|    | 작동 환경          | 보관환경           |
|----|----------------|----------------|
| 온도 | 5°C ~ 40°C     | 0°C ~ 40°C     |
| 습도 | 15% ~ 90%RH    | 0% ~ 90%RH     |
| 기압 | 70KPA ~ 105KPA | 70KPA ~ 110KPA |

06 고장 시 해결 방법

문제해결

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.  
아래사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

| 문제 상황                  | 확인 사항                                                                                                                                                                                       | 조치 사항                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우 | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 전원 ON 여부</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 배터리 잔량</div></div> | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 전원 ON</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 배터리 충전</div></div> |
| 전원이 켜지지 않는 경우          | 배터리 충전 여부 확인                                                                                                                                                                                | 배터리를 완전 충전                                                                                                                                                                                |

|                                                                                            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  풀리오 고객센터 | <b>1551-0879</b><br>카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|



풀리오 공식 스토어  
puliodays.com





풀리오 카카오톡 바로가기  
pf.kakao.com/\_uxlCTb



07 품질 보증

고객님께 더 나은 서비스를 제공하기 위해,  
아래 고객정보를 기입해주십시오.

| 품질 보증 기간: 구입 후 100일 이내 |       |  |
|------------------------|-------|--|
| 고객정보                   | 성함    |  |
|                        | 주소    |  |
|                        | 연락처   |  |
|                        | 구매 경로 |  |
| A/S 요청 내용              | 구매 일자 |  |
|                        |       |  |

· 본사 고객센터로 위와 같은 정보로 교환 또는 A/S 요청이 가능합니다.



## 01 제품 소개

### 제품기능

폴리오마사지기는 간편한 무선방식과 쉬운 조작법으로 간편하게 깊고 시원한 마사지를 즐길 수 있습니다. 공기압과 온열모드, 강도조절로 무겁고 뭉친 종아리의 피로를 효과적으로 풀어주며, 각선미를 관리하며 시원한 마사지가 가능합니다.

### 작동방식

폴리오마사지기는 마사지 모드에 따라 종아리마사지에 최적화된 4D 입체 에어백의 수축과 팽창, 균일하고 순서정연한주무름과 압박을 수행합니다. 온열마사지는 편안한 상태에서 종아리 피로를 활력있게 가꾸어줍니다.

### 특징


단순한 작동방법으로 사용하기 쉽습니다.  
3가지의 마사지 모드와 3가지의 온열 단계조절, 3가지 강도조절이 가능해 자신에게 맞는 시원한 마사지가 가능합니다.  
해당제품은 단독으로 또는 한쌍으로 동시에 사용할 수 있습니다.

|     |                |           |           |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 제품명 | 폴리오 종아리마사지기 V2 | 정격출력 및 전압 | 5W, 5V/1A |
| 모델명 | PLO-CB227      | 1회 작동시간   | 15분       |

## 02 세탁 및 보관 방법

- 개봉 후 처음 사용시 배터리가 부족할 경우 제품을 충전한 후에 사용해주세요. 배터리가 부족하면 배터리 잔량표시등에 불이 들어오고 알림음이 납니다.
- 공기압이 잘 느껴지도록 최대한 조여 착용해줍니다.
- 편의상 기기의 오른쪽 왼쪽을 구분해두었으나, 바꾸어 착용해도 문제는없습니다. 자신이 시원함을 느끼는대로 착용합니다.
- 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜고 끌 수 있습니다. 전원버튼을 짧게 누르면 마사지 모드를 선택할 수 있습니다. LED 디스플레이에 선택하신 모드가 표시됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서 온열버튼을 누르면 온열기능이 작동합니다. 한번 누르면 1단계 온열이 작동되며 3단계까지 설정할 수 있습니다. 다시 한번 짧게 누르면 온열기능이 종료됩니다.  
\*온열기능 사용시 저온화상에 주의하십시오.(주의사항 참고)
- 전원이 켜진 상태에서, 강도버튼을 짧게 누르면 강도가 조절됩니다. 3단계까지 조절할수있습니다.
- 본 제품은 15분 작동 후 자동으로 종료됩니다.
- USB 충전시, 배터리 잔량표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 차오릅니다. 네칸의 표시등이 모두 켜져있을 경우 배터리가 모두 충전된 상태입니다. 본 제품은 충전중에는 사용할수없으며 충전중에는 버튼이 작동하지 않습니다.

## 03 주요기능



길게 누름: 전원 On, Off  
짧게누름: 마사지 모드 변경

짧게누름: 온열모드 변경


짧게누름: 강도조절



마사지 모드    온열 모드    강도

### 배터리 잔량표시등

- 배터리가 완전 충전된 상태일 경우, 4개의 표시등에 모두 빛이 들어옵니다.
- 첫번째 표시등에 1초동안 불빛이 깜박이는 경우, 배터리를 충전해주세요.
- 배터리 충전 시 왼쪽부터 오른쪽으로 표시등이 차오릅니다.



### C-type USB 충전

## 04 주의사항

\* 사용 전 꼭 체크하세요

- 충전 중 사용하지 마십시오.
- 운전 중 사용하지 마십시오
- 수면 중 사용하지 마십시오
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- 물이 들어가거나 습한 환경에서 사용하지 마십시오
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- 질한 또는 장애가 있을경우 의사와 상담후 사용하십시오.
- 온열기능 사용시 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온화상이 발생할수있으므로, 짧게 사용해본 후 점점 늘려갈 것을 권장하며, 온열기능사용시 맨살에 사용금지, 옷을 입더라도 저온화상이 발생 할수있으니 위험성을 숙지하고 각별히 주의하십시오
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해 접촉성 피부염이 발생할수 있습니다. 피부염이 발생한 경우 사용을 중단하십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는곳에 보관하지 마십시오
- 뺨쪽하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 리튬배터리를 포함하고 있습니다. 제품을 폐기시 배터리를 분리 후 폐기하십시오.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오

### ⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| · 임신 중 또는 산후의 여성 | · 뇌질환 및 신경질환 환자 |
| · 외과질환           | · 체내 보철기구 사용 환자 |
| · 피부 알레르기        | · 골다공증 환자       |
| · 심장질환 또는 고혈압 환자 |                 |