



풀리오 종아리마사지기 V2

04 세탁 및 보관방법

본체의 관리방법

본체는 안전하고 청결하게 유지되어야합니다.
부드러운 헝겊으로 닦아주시고 젖은 수건이나 세제, 물은 사용하지 마십시오.

스트랩 부분

스트랩 부분은 물세탁이 불가합니다. 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀
젖은 물수건으로 오염부위를 문질러 닦아주세요. (가연성 세제는 사용하지 마십시오)

보관시 요구사항

본 제품을 어린이, 유아, 습한 환경, 고온, 직사광선에 노출시키지 마십시오.
본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우, 2개월에 한번 충전시켜 주십시오.

폐기방법

본 제품을 폐기하기 전에 전원을 종료하고 배터리를 분리하십시오.

	작동 환경	보관환경
온도	5°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
습도	15% ~ 90%RH	0% ~ 90%RH
기압	70KPA ~ 105KPA	70KPA ~ 110KPA

05 고장 시 해결 방법

문제해결

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.
아래사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우	☒ 전원 ON 여부 ☒ 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인 ☒ 배터리 잔량	☒ 전원 ON ☒ 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용 ☒ 배터리 충전
전원이 켜지지 않는 경우	배터리 충전 여부 확인	배터리를 완전 충전

풀리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가
----------	---



풀리오 공식 스토어
puliodays.com



풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



풀리오 I 종아리마사지기 V2

제품 사용 설명서

Calf Massager V2

Pulio

01 제품 소개 및 사용 방법

제품명	폴리오 종아리마사지기 V2	정격출력 및 전압	5W, 5V/1A
모델명	P004	1회 작동시간	20분

제품 사용 방법

- 개봉 후 처음 사용시 배터리가 부족할 경우 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
배터리가 부족하면 배터리 잔량표시등에 불이 들어오고 알림음이 납니다.
- 공기압이 잘 느껴지도록 최대한 조여 착용해줍니다.
- 편의상 기기의 오른쪽 왼쪽을 구분해두었으나, 바꾸어 착용해도 문제는없습니다.
자신이 시원함을 느끼는대로 착용합니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
선택하신 모드는 LED 디스플레이를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 전원이 켜진 상태에서, 강도버튼을 짧게 누르면 강도가 조절됩니다.
3단계까지 조절할수있습니다.
- 본 제품은 20분 작동 후 자동으로 종료됩니다.
- USB 충전시, 배터리 잔량표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로 차오릅니다.
네칸의 표시등이 모두 켜져있을 경우 배터리가 모두 충전된 상태입니다.
본 제품은 충전중에는 사용할수없으며 충전중에는 버튼이 작동하지 않습니다.

02 주요기능



03 주의사항

- *반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- *제품에 물기나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- *손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오
- *운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오
- *충전 시 반드시 5V 1A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오
- *손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오
- *제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- *제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오
- *본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오
- *뽐족하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오
- *본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오
- *제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오
- *배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- *보관 중 제품이 눌러거나 압착되지 않도록 주의하십시오 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- *혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- *성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오
- *사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오
- *마사지할 부위에 파스나 같은 유사제품을 바른 후 사용하지 마십시오
- *건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- *부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 꼭 두꺼운 의류를 착용하시기 바랍니다.
- *옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오
- *부상의 위험이 있으므로 연속 사용은 금지하며, 아침저녁으로 하루 2회 20분씩 사용을 권장 드립니다.

- *부상의 위험이 있으므로 처음 사용 시에는 반드시 5분 이내로 사용하고
사용에 충분히 적응될 때까지는 시간을 서서히 늘려 주십시오
- *개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시에는 벨크로를 넉넉하게 조절하여 강도를
1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- *개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 피부가 약한 경우 강도를 1단계 이상으로 사용하지
마십시오
- *사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오
- *질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오
[피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등]
- *다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다.
[임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자 악성종양 등
뇌신경계 이상자 등]
- *다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오 [페이스메이커(인공 심박동기) 등
체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- *주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기
어려울 수 있습니다.
- *본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의
조언을 받은 후 사용해 주십시오.

· 피부질환	· 임산부	· 암
· 정형외과 질환 또는 척추 질환 보유자	· 심장질환	· 골다공증
· 고혈압	· 뇌질환 및 신경계 질환	· 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등
· 혈관질환자	· 당뇨병	