

풀리오 I 종아리마사지기 V3

제품 사용 설명서

Wireless

Calf Massager V3

Pullio

건강을 위한 편리함, 붓기 통증으로부터 완벽한 해방, 폴리오

더 강력하고, 더 똑똑하게 돌아온 폴리오 종아리마사지기V3

5가지 모드, 5단계 강도

다양한 마사지 프로그램과
더 강력해진 마사지 압

4000mAh 대용량 배터리

배터리 용량 업그레이드로
오래오래 사용 가능

3중 에어셀 무빙

자체 에어백 기술로
더욱 더 입체적인 마사지 구현

스마트 메모리 기능

결 때 마다 모드를 선택할 필요 없이 이전
즐겼던 마사지모드 그대로

손맛을 구현한 시원한 주무름

손으로 직접 주물러주는 것 같이
정교화 된 마사지 시퀀스

충전 중에도 마사지 OK

유·무선 사용 모두 가능하여
배터리 잔량이 없어도 안심

혈액순환 안되고
아프던 과거는 안녕

피로, 뭉침, 막혀있는 순환과 근육통까지,
폴리오만의 더 강력해지고 똑똑해진 기술로
가벼워진 다리와 기분 좋은 하루를 느껴보세요.
당신의 다리는 폴리오가 시원하게 책임질게요.



01 주요기능 및 버튼

모드



강도 조절 설정

짧게 눌러 마사지 강도를
조절합니다



마사지 시간 설정

짧게 눌러 마사지 시간을
변경합니다




마사지 모드 변경

짧게 눌러 마사지 모드를
변경합니다



배터리 잔량 표시

배터리의 잔량을 표시해줍니다.
완충 후에는 충전기를 빼고 보관해주세요.



시간 10~30분

강도 1~5단계

온열 1~3단계 표시



전원 버튼

길게 눌러 전원을
켜고 끕니다.



온열모드 설정

짧게 눌러 온열 기능을
조절합니다

USB C타입 충전포트

유선전용 충전포트
(충전중 사용)

제품명	폴리오 종아리마사지기 V3
모델명	P005
정격출력 및 전압	10W, DC 5V / 2A
배터리용량	4,000mAh

연속 사용시간


무선 충전 시 최대 220분

온열모드

저온 화상 위험 방지를 위해
15분 작동 후 종료

02 마사지 모드

3중 에어셀 구조



자동모드

다양한 마사지 모드를 복합적으로 구현하여
시원한 종아리 마사지를 즐길 수 있는 모드

릴렉스모드

에어펌프 공기가 비교적 길고 지긋하게
주입이 되면서, 에어셀의 동작 역시 각 셀마다
유지되는 시간이 길어 릴렉스한 마사지를
구현해주는 모드

경락모드

에어펌프에서 일정 시간동안 규칙적으로
공기를 주입해주고, 에어셀이 번갈아가면서
지긋이 꾸욱 꾸욱 눌러주는 느낌으로 반복하여
경락을 구현해주는 모드

주무름모드

에어펌프에서 주기적 · 반복적으로 공기를
주입해주고, 에어셀 1-2-3 단계로 공기가
들어가면서 순차적으로 주무름을 구현해주는
모드

지압모드

에어펌프 공기 주입 시간이 불규칙적으로 길고
짧게 반복함과 동시에,
에어셀 1-2-3 번이 불규칙적으로 동작하면서
지압 받는 느낌을 구현해주는 모드

03 사용 방법



1. 오른쪽 / 왼쪽을 확인합니다.

편의상 기기의 오른쪽 왼쪽을 구분 해주었으나
개인 기호에 따라 바꿔서 착용도 가능합니다.



2. 벨크로를 뜯어주세요.



3. 종아리를 중앙에 배치해주세요.



4. 종아리 밀착시켜 알맞게 감싸주세요.

처음 사용 시부터 강한 압력으로 착용/사용하지 마시고, 느슨하게 착용하여 사용자에게 알맞는 강도를 찾아주세요.



5. 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

기본 자동 모드로 시작 됩니다. 마사지 강도 1단계는 기본 모드의 70% 강도로 작동하여 마사지를 처음 사용하시는 분들에게 적합합니다.



6. 안심 타이머로 20분 후 자동 종료됩니다.

저온화상 위험방지를 위해 온열모드는 15분 작동 후 종료됩니다

※ 잠깐! 주의해주세요!

온열 기능 사용 시 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 짧게 사용해본 후 점점 늘려갈 것을 권장하며, 온열 기능 사용시 맨살에 사용을 금지해주세요. 옷을 입더라도 저온화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.

04 배터리 충전 방법

※ 배터리 충전 관련 유의사항

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.

배터리가 부족 할 경우 작동하지 않습니다.

본 제품은 충전 중에 사용할 수 있습니다.

동봉된 유선전용 충전케이블을 연결하여 충전 중에 제품 사용이 가능합니다.

충전중에는 온열 기능이 작동하지 않습니다.

충전방법

- 제품 사용 후에는 제품의 오른쪽에 있는 단자에 제공된 C타입 또는 유선전용 케이블을 연결하여 제품을 충전해주세요.
- 제품을 충전할 때에는 반드시 5V 2A 정격에 맞추어 제공된 USB 케이블로 충전해주세요.
- 디스플레이의 하단 배터리 잔량표시창에 배터리 잔량이 표시됩니다.
충전 중에는 배터리 잔량 표시등이 깜박입니다.
- 모든 LED 표시등이 깜박임을 멈추고 완전히 켜진 상태를 유지하면 완전히 충전된 것입니다.
- 배터리는 배터리 잔량에 관계 없이 언제든지 충전 가능하며 배터리를 완전히 소모하는 것은 권장하지 않습니다.
- 평균 작동 시간은 사용 환경에 따라 4-6시간 사용 가능하며 온열기능 사용 시 배터리가 더 빨리 소모됩니다.
- 유선전용 케이블 연결 시에는 온열 기능이 작동하지 않습니다.

05 세탁 및 보관 방법

기기 본체의 관리 방법

본체는 안전하고 청결하게 유지되어야 합니다. 부드러운 헝겊으로 닦아주시고 젖은 수건이나 세제, 물은 사용하지 마십시오.

원단부의 관리 방법

원단 부분은 물세탁이 불가합니다. 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀 젖은 물 수건으로 오염부위를 문질러 닦아주세요. (가연성 세제는 사용하지 마십시오)

보관 시 유의사항

본 제품을 어린이, 유아, 습한 환경, 고온, 직사광선에 노출시키지 마십시오.
본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우, 배터리의 수명 보호를 위해 1~2개월에 한 번 충전하여 보관해주시십시오.

폐기 방법

본 제품을 폐기하기 전에 전원을 종료하고 배터리를 분리하십시오.

	작동 환경	보관환경
온도	5°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
습도	15% ~ 90%RH	0% ~ 90%RH
기압	70KPA ~ 105KPA	70KPA ~ 110KPA

06 주의사항

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- 손이 젖어있거나, 물이 있는 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
- 온열 기능 사용 시 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로,
- 짧게 사용해본 후 점점 늘려갈 것을 권장하며, 온열 기능 사용시 맨살에 사용을 금지 해주세요. 옷을 입더라도 저온화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 질환 또는 장애가 있는 경우 반드시 담당의사와 상담 후 제품을 사용하십시오.
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- 뾰족하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 배터리를 포함하고 있습니다. 폐기 시 배터리를 분리 후 폐기하십시오.
- 어린아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 무거운 물건을 제품 위에 올려 무리한 하중을 가하지 마십시오.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 침수 된 제품의 사용을 금합니다.
- 맨살에 마사지를 할 경우, 안감과 피부 마찰에 의해 접촉성 피부염이 발생할 수 있습니다.
- 피부염이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오.

사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 외과질환
- 체내 보철기구 사용 환자
- 피부 알레르기
- 골다공증 환자
- 심장질환 또는 고혈압 환자

07 제품 고장 시 해결 방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요.

아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우	✓ 전원 ON 여부 ✓ 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인 ✓ 배터리 잔량	✓ 전원 ON ✓ 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용 ✓ 배터리 충전
전원이 켜지지 않는 경우	배터리 충전 여부 확인	배터리를 완전 충전



풀리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가



풀리오 공식 스토어
puliodays.com



풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



08 품질 보증

고객님께 더 나은 서비스를 제공하기 위해,
아래 고객정보를 기입해주시요.

품질 보증 기간: 구입 후 100일 이내

고객정보	성함	
	주소	
	연락처	
	구매 경로	
	구매 일자	
A/S 요청 내용		

· 본사 고객센터로 위와 같은 정보로 교환 또는 A/S 요청이 가능합니다.



폴리오 종아리마사지기 V3
제품 사용설명서