



폴리오 종아리마사지기 V3
제품 사용설명서

05 세탁 및 보관 방법

기기 본체의 관리 방법

본체는 안전하고 청결하게 유지되어야 합니다. 부드러운 헝겊으로 닦아주시고 젖은 수건이나 세제, 물은 사용하지 마십시오.

원단부의 관리 방법

원단 부분은 물세탁이 불가합니다. 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀 젖은 물 수건으로 오염부위를 문질러 닦아주세요. (가연성 세제는 사용하지 마십시오)

보관 시 유의사항

본 제품을 어린이, 유아, 습한 환경, 고온, 직사광선에 노출시키지 마십시오. 본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우 배터리의 수명 보호를 위해 1~2개월에 한 번 충전하여 보관해주시고.

작동 환경		보관환경
온도	5°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
습도	15% ~ 90%RH	0% ~ 90%RH
기압	70KPA ~ 105KPA	70KPA ~ 110KPA

06 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- *반드시 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 안전하게 사용해 주시기 바랍니다.
- *제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- *손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오
- *운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오
- *충전 시 반드시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오
- *손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오
- *제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- *제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하고 공식 고객센터에 문의해 주십시오
- *본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오
- *뽕뽕하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오
- *본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기 시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주십시오
- *제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오
- *배터리에 강한 충격이나 압력을 가하지 마십시오 손상된 배터리는 과열, 화재, 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- *보관 중 제품이 늘리거나 압착되지 않도록 주의하십시오 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- *혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- *성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오
- *사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오
- *마사지할 부위에 파스와 같은 유사제품을 바른 후 사용하지 마십시오
- *건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- *부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 꼭 두꺼운 의류를 착용하시기 바랍니다.
- *옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오
- *부상의 위험이 있으므로 연속 사용은 금지하며, 아침저녁으로 하루 2회 20분씩 사용을 권장 드립니다.

- *부상의 위험이 있으므로 처음 사용 시에는 반드시 5분 이내로 사용하고 사용에 충분히 적응될 때까지는 시간을 서서히 늘려 주십시오
- *개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시에는 벨크로를 넉넉하게 조절하여 강도를 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- *개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 피부가 약한 경우 강도를 1단계 이상으로 사용하지 마십시오
- *사용 중 통증이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오
- *질환이 있는 경우 전문의와 상담 후 사용하십시오 [피부질환, 정형외과 질환, 골다공증, 혈관질환자 등]
- *다음에 해당하는 분은 사용을 금지합니다. [임산부, 심장질환 또는 고혈압 환자, 당뇨병 및 암 환자, 뇌질환 및 신경계 질환 환자 악성종양 등 뇌신경계 이상자 등]
- *다른 전자제품 또는 의료기기와 함께 사용하지 마십시오 [페이스메이커(인공 심박동기) 등 체내 삽입형 의료기기, 인공 심폐 장치, 그 외 전자제품 및 의료기기 등]
- *주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 이를 지키지 않아 발생한 사고나 치료비는 보상해 드리기 어려울 수 있습니다.
- *본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중이거나 출산 후 산후의 여성
- 외과적 질환 또는 척추 질환 보유자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 혈관 질환 보유자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 체내 보철기구(인공관절, 금속 삽입물 등) 사용자
- 골다공증 진단자

07 제품 고장 시 해결 방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해주세요. 아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우	☒ 전원 ON 여부	☒ 전원 ON
	☒ 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인	☒ 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용
	☒ 배터리 잔량	☒ 배터리 충전
전원이 켜지지 않는 경우	배터리 충전 여부 확인	배터리를 완전 충전

☎ 폴리오 고객센터	1551-0879 카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가
------------	---



폴리오 I 종아리마사지기 V3

제품 사용 설명서

Calf Massager V3

Pulio

더 강력하고, 더 똑똑하게 돌아온 폴리오 종아리마사지기 V3

5가지 모드, 5단계 강도

다양한 마사지 프로그램과
더 강력해진 마사지 압

5,000mAh 대용량 배터리

배터리 용량 업그레이드로
오래오래 사용 가능

3중 에어셀 무빙

자체 에어백 기술로
더욱 더 입체적인 마사지 구현

손맛을 구현한 시원한 주무름

손으로 직접 주물러주는 것 같이
정교화 된 마사지 시퀀스

스마트 메모리 기능

컬 때 마다 모드를 선택할 필요 없이
이전 즐겼던 마사지모드 그대로

최대 220분 사용 OK

한 번의 충전으로
최대 220분까지 사용 가능


01 주요기능 및 버튼



제품명	폴리오 종아리마사지기 V3
모델명	P006
정격출력 및 전압	10W, DC 5V / 2A
배터리용량	5,000mAh

연속 사용시간
무선 충전 시 최대 220분

02 마사지 모드



자동모드

다양한 마사지 모드를 복합적으로 구현하여
시원한 종아리 마사지를 즐길 수 있는 모드

릴렉스모드

에어펌프 공기가 비교적 길고 지긋하게
주입이 되면서, 에어셀의 동작 역시
각 셀마다 유지되는 시간이 길어
릴렉스한 마사지를 구현해주는 모드

경락모드

에어펌프에서 일정 시간동안 규칙적으로
공기를 주입해주고, 에어셀이 번갈아가면서
지긋이 꾸욱 꾸욱 눌러주는 느낌으로 반복하여
경락을 구현해주는 모드

주무름모드

에어펌프에서 주기적·반복적으로 공기를
주입해주고, 에어셀 1-2-3 단계로
공기가 들어가면서
순차적으로 주무름을 구현해주는 모드

지압모드

에어펌프 공기 주입 시간이 불규칙적으로
길고 짧게 반복함과 동시에,
에어셀 1-2-3 번이 불규칙적으로 동작하면서
지압 받는 느낌을 구현해주는 모드

03 사용 방법



1. 오른쪽 / 왼쪽을 확인합니다.

편의상 기기의 오른쪽 왼쪽을 구분 해주었으나
개인 기호에 따라 바뀌서 착용도 가능합니다.



2. 벨크로를 풀어주세요.



3. 종아리를 중앙에 배치해주세요.



4. 종아리 밀착시켜 알맞게 감싸주세요.

처음 사용 시부터 강한 압력으로
착용/사용하지 마시고, 느슨하게 착용하여
사용자에 알맞는 강도를 찾아주세요.



5. 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

기본 자동 모드로 시작 됩니다. 마사지 강도
1단계는 기본 모드의 70% 강도로 작동하여
마사지기를 처음 사용하시는 분들에게
적합합니다.



6. 안심 타이머로 자동으로 종료됩니다.

설정한 시간대로 작동 후 안심 타이머로
작동이 종료됩니다.
사용 후 제품을 충전 혹은 보관해주세요.

04 배터리 충전 방법

※ 배터리 충전 관련 유의사항

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요.
배터리가 부족 할 경우 작동하지 않습니다.

충전방법

- 제품 사용 후에는 제품의 오른쪽에 있는 단자에 제공된 C타입 케이블을
연결하여 제품을 충전해주세요.
- 제품을 충전할 때에는 반드시 5V 2A 정격에 맞추어 제공된 USB 케이블로
충전해주세요.
- 디스플레이의 하단 배터리 잔량표시창에 배터리 잔량이 표시됩니다.
충전 중에는 배터리 잔량 표시등이 깜박입니다.
- 모든 LED 표시등이 깜박임을 멈추고 완전히 켜진 상태를 유지하면 완전히
충전된 것 입니다.
- 배터리는 배터리 잔량에 관계 없이 언제든지 충전 가능하며 배터리를 완전히
소모하는 것은 권장하지 않습니다.
- 평균 작동 시간은 사용 환경에 따라 4-6시간 사용 가능합니다.