

03 사용 전 주의사항 및 제품 정보

※ 사용 전 꼭 체크하세요

본체에 동봉된 어댑터만 사용하시기 바랍니다. 타제품을 사용하면서 생기는 문제는 책임 지지 않습니다.

물기가 있는 손으로 만지지 마세요.

이런 분틀 및 부위에는 사용 전 의사와 상의 후 사용하세요.

(임산부, 영유아, 관절/근육 관련 질병으로 치료를 받고 계신 분, 외상 부위)

사용 중 신체에 이상이나 불편함이 느껴지는 경우 즉시 사용을 중단하세요.

화기 근처나 습기가 많은 곳에 보관/사용하지 마세요.

고장 및 오작동 시, 임의로 분해하지 마시고 고객센터로 문의해 주세요.

제품 보관 시, 강한 무게나 압력을 직접 받지 않도록 유의해 주세요.

고장의 원인이 될 수 있습니다.

임의로 분해, 조립하지 마세요.

(ex. 내피 지퍼 개봉 및 전선 분해) 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

사용 중 혹은 사용 후 제품을 발로 밟지 않도록 주의해 주세요.

과도하게 많은 코드가 꽂혀있는 멀티 플러그 사용은 자제해 주세요.

매트를 접을 때, 보관 시 접힌 부분에 압력이 가해지지 않도록 각별히 주의해 주세요.

레일이 과도하게 접힐 시, 고장의 원인이 됩니다.

제품명	폴리오 폴더백 마사지매트
모델명	T002
정격전압	220V, 50/60Hz
소비 전력	24Vdc, 2A
사이즈	- 펼쳤을 때 : 405 × 1185 × 40 mm - 접었을 때 : 415 × 390 × 185 mm
무게	2.9kg

04 품질 보증

고객님께 더 나은 서비스를 제공하기 위해,
아래 고객정보를 기입해주시요.

품질 보증 기간 : 구입 후 100일 이내

고객정보	성함	
	주소	
	연락처	
	구매 경로	
	구매 일자	
A/S 요청 내용		

· 본사 고객센터로 위와 같은 정보로 교환 또는 A/S 요청이 가능합니다.

 폴리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가

 폴리오 공식 스토어
puliodays.com



 폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb




폴리오 | 폴더백 마사지매트

제품 사용 설명서


Folder Bag Massage Mat

Pulio

01 제품 구성



마사지매트




어댑터



사용설명서

02 사용 방법

• 사용 전, 원하는 곳에 마사지매트를 깔아주시고 어댑터를 연결해 주세요



① 집중 마사지

한 부위를 집중적으로 마사지 하고 싶을 때, Spot 버튼을 누르신 후 위 아래 방향 버튼으로 위치를 조절해 주세요.

② 스피드 모드

스피드 버튼을 짧게 눌러 3단계 속도를 조절하세요.

③ 상부 모드

상체를 왕복하여 마사지 합니다.

④ 전체 모드

전신을 왕복하여 마사지 합니다.

⑤ 하부 모드

하부를 왕복하여 마사지 합니다.

⑥ 온열 버튼

온열 버튼을 눌러 On/Off 해주세요.

⑦ 전원 버튼

전원버튼을 2초간눌러 On/Off 해주세요.



폴리오 폴더백 마사지매트
제품 사용설명서