



04 마사지 모드 조작하기


버튼 구성



충전 방법



전원 On / Off 방법



05 마사지 모드

자동 모드



허리 집중 모드



어깨 집중 모드



집중 케어 모드



안심 타이머 기능으로 약 15분 ~ 20분 작동 후 자동 종료됩니다.
*사용자 하중에 따라 작동시간 상이

06 사용 시 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품 또는 충전 포트에 물이나 습기가 있을 경우 감전 또는 고장의 위험이 있으므로, 절대 충전하지 마십시오.
- 손상된 충전기 또는 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 충전 시에는 반드시 DC 12 V / 3A 정격 어댑터를 사용해 주십시오.
- 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품에는 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 과열, 충격, 파손 또는 비정상적인 충전 시 화재나 폭발의 위험이 있으므로, 폐기 전에는 반드시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 처리해 주십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 수면 중이거나 음주 등으로 집중이 필요한 상황에서는 제품 사용을 삼가 주십시오. 낙상 등 사고의 위험이 있습니다.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 고장 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 맨살에 사용할 경우 피부와 안감 간의 마찰로 상처가 발생할 수 있으므로, 부상이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담해 주십시오.
- 본 제품은 성인을 기준으로 설계된 제품입니다.
- 어린이는 단독으로 사용하지 마시고, 노약자나 거동이 불편한 경우에는 반드시 보호자의 동반하에 사용해 주십시오.
- 척추 질환, 심장 질환, 피부염, 고혈압, 골다공증, 임신 중이거나 산후 회복 중인 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용해 주십시오.
- 건강 상태가 좋지 않거나 마사지 부위의 컨디션이 좋지 않은 경우에는 사용을 삼가 주십시오.
- 제품은 화기, 폭발 위험, 또는 열원이 있는 장소에 보관하지 마십시오.
- 습기가 많거나 고온인 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 마사지 부위에 액세서리나 기타 물품이 있을 경우, 반드시 제거한 후 사용해 주십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 15~20분 후 종료됩니다. (사용자 하중에 따라 작동시간 상이)
- 하루 2회(아침·저녁) 사용을 권장드리며, 장시간 연속 사용은 지양해 주십시오.
- 본 제품은 가정용 오피스 체어이며, 의료기기가 아니므로 치료 목적의 사용은 금지됩니다. 의료기기로 혼동하지 마십시오.

⚠ 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 체내 보철기구 사용자 (인공관절, 금속 삽입물 등)
- 외과적 질환 또는 척추 질환 환자
- 혈관 질환 보유자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 골다공증 진단자
- 심장질환 또는 고혈압 환자

07 제품 정보

제품명	폴리오 웰워크
모델명	OC002
KC인증번호	R-R-Plo-OC001 (전자파 적합성) / YU10903-22005 (안전확인) HU10595-22012A (안전인증)
배터리용량	14.8 Vd.c / 5,000 mAh / 74Wh
정격전압	220V, 50/60 Hz / DC 12 V / 3A
사이즈	68 × 69 × 113 cm
무게	21 Kg
재질	ABS, Nylon Adding Fiber, 스펀지
제조사	상품 별도 표기
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환 장소	구입처
품질 보증 기준	상세페이지 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	1555-6014 / 카카오톡 '폴리오' 검색
구성품	폴리오 웰워크 본체 1세트, C타입 충전 케이블 1개, 어댑터 1개, 사용설명서 1장

08 자주 묻는 질문

Q1. 전원을 껐는데도 마사지가 안멈춰요.

마사지 중 전원을 끄게되면 마사지 불이 원위치로 돌아간 후 자동으로 전원이 종료됩니다.

Q2. 한 부위에 연속하여 사용해도 될까요?

1회 작동 시간은 15분~20분입니다. 한 부위당 2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

폴리오 웰워크 전용 핫라인 고객센터	1555-6014 카카오톡 상담톡: 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가
---------------------	---

퀵 사용 가이드
제품 사용법 영상

배송비 전액 페이백
후기 이벤트

폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxICTb



폴리오 | 웰워크

제품 사용 설명서

Pulio Wellwork

Pulio


01 제품 구성



02 조립방법

[01] 의자다리 만들기


*준비물: 의자다리, 바퀴, 중심봉



- ① 바퀴를 구멍에 맞춰 힘주어 눌러 끼워주세요.
- ② 의자 다리에 중심봉을 그림과 같은 방향으로 끼워주세요.

[02] 등받이와 좌판 연결하기


*준비물: 등받이, 좌판, 나사&와셔 3개, 육각렌치, 제품상자



- ① 좌판과 등받이를 상자 겉면에 표시된 위치에 올려주세요.
- ② 그림과 같이 연결부 홈을 잘 맞춘 후 나사(+와셔)를 꼭 조여주세요.
- ③ 무릎으로 등받이를 살짝 밀면서 좌판 손잡이를 잡고 당겨주시면 더욱 쉽게 연결부 홈을 맞출 수 있습니다.


[03] 좌판에 의자다리 끼우기 & 케이블 연결

*준비물: (1)의자다리 세트, (2)등받이 세트






[04] 팔걸이 조립하기

*준비물: 팔걸이(L), 팔걸이(R), 긴 나사 2개, 육각렌치



- ① 그림과 같이 등받이쪽의 홈과 팔걸이에 있는 홈을 확인해주세요.
- ② 홈에 맞춰 팔걸이를 끼워준 후 긴 나사나 꼭 조여주세요. 반대편도 같은 방법으로 조립합니다.

03 의자 높이 / 각도 등 조절하기



팔걸이 조절

팔걸이를 딸각 소리가 날 때까지 90도로 세웠다가 내리면 누웠을 때 편안한 리클라이닝 각도로 고정됩니다. *다시 딸각! 45도까지 올렸다가 내리면 기본 각도로 고정됩니다.

등받이 각도 조절


좌판 오른쪽 하단 고정 핀을 바깥방향으로 당기면 고정이 풀리고, 안쪽으로 밀어 넣으면 각도가 고정됩니다.

*손쉬운 각도 고정법

고정 핀을 빼고 뒤로 살짝만 누운 뒤 곧장 고정 핀을 넣어줍니다. 그 상태로 뒤로 쪽 누우면 ‘딸각’ 소리와 함께 다음 단계로 쉽게 고정됩니다.

좌판 높낮이 조절

좌판 오른쪽 하단 고정 핀 레버를 앞으로 숙이면 의자 높이를 조절할 수 있습니다.





탄성 조절

의자 밑에 작은 컵같이 생긴 조절 기둥을 왼쪽/오른쪽으로 돌려서 등받이 탄성을 조절할 수 있습니다. 오른쪽으로 돌리면 부드럽게, 왼쪽으로 돌리면 탄탄하게 탄성이 조절됩니다.

요추지지대 조절

등받이 뒤쪽 요추지지대 손잡이를 위로 당기거나 아래로 밀어 위치를 조절할 수 있습니다.



발 받침대를 꺼낸 후 딸각 소리가 날 때까지 올리면 1단 고정, 한 번 더 딸각 소리가 날 때까지 올리면 2단 고정, 다시 한번 더 딸각 소리가 나면 발 받침대를 접을 수 있습니다.



폴리오 웰워크
제품 사용설명서