


Neck & Shoulder
Massager V2

Pulio


01 제품명칭

사이즈 700 × 170 × 150(mm)


무게 1,250g



02 컨트롤러 조작법



03 제품정보



제품명	폴리오 목 어깨 마사지기 V2
모델명	N002
KC인증번호	R-R-Plo-N001 / YU10868-24002A
정격전압	DC5V/2A
배터리용량	7.4V/3,500mAh
재질	PU, 나일론+폴리에스터, ABS
색상	퍼플
사이즈	700 × 170 × 150mm / 1250g
제조국	중국
제조사	상품 별도 표기
수입/판매	(주)폴리오
사용방법	상세페이지 내 표기
사용상 주의사항	상세페이지 내 표기
품질보증기준	상세 하단 품질보증 안내 참고
고객센터	카카오톡 폴리오 검색 / 1551-0879

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 외과질환
- 경추 질환
- 피부 알레르기
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨 및 암 환자
- 혈관질환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 체내 보철기구 사용 환자
- 골다공증 환자

04 자주 묻는 질문

1회 작동 시간은 15분입니다. 한 부위당
2회 이상 연속하여 사용하지 않는 것을 권장합니다.

Q2. 연속 사용 중 전원이 꺼졌어요.

연속 사용 시, 과열 방지를 위해 전원이 꺼질 수 있습니다.
과열 방지를 위한 안심 센서로 인한 현상이며
한 시간 정도 후에 다시 사용해 주세요.

Q3. 더 강하게 마사지 받고 싶어요.

제품의 스트랩을 손으로 잡아당기면 어깨에 완전히 밀착되어
더 강력한 압을 느낄 수 있습니다. 또한 스트랩을 몸에 맞게 조절하여
목과 어깨에 잘 밀착되도록 맞춰주시기 바랍니다.

Q4. 기내 반입이 가능한가요?

160Wh 이하 제품으로 비행 시 휴대 및 기내 수화물로 가지고 갈 수 있습니다.
다만 항공사별, 출발지와 도착지 국가별로 일부 규정이 다를 수 있기 때문에
사전 항공사 문의 바랍니다.

05 착용 방법



01 목에 맞춰 착용



02 버클 체결



03 스트랩 조절

마사지 모듈을
목 위에 위치를 맞춰 얹어 주세요.

등 뒤에서 탄력 스트랩 버클을 체결하여
몸에 밀착시켜 주세요.

스트랩 길이를 조절하여
몸에 맞게 조절해 주세요.

06 사용 주의사항

* 사용 전 꼭 체크하세요

- * 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- * 충전 중 사용하지 마십시오.
- * 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오.
- * 음주 후 사용하지 마십시오.
- * 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- * 손상된 충전기를 사용하지 마십시오.
- * 충전 시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 이용해 충전하십시오.
- * 본 제품의 충전이 완료되면 어댑터를 제거해 주십시오.
- * 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오.
- * 내부에 충전식 배터리가 있습니다. 제품 폐기 시, 지정된 수거 장소에 폐기하십시오.
- * 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애인인 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- * 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- * 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.
- * 본 제품을 습한 곳이나 온도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
- * 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- * 본 제품은 작동 후 약 15분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 지양해 주십시오.

- * 온열 기능 사용 시 맨살 사용을 금지하며, 개인에 따라 낮은 온도에서도 저온 화상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용 시 피부 타입에 따라 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- * 옷을 입고 사용 하더라도 개인에 따라 화상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오.
- * 안감과 피부 마찰에 의해 접촉성 피부염이 발생할 수 있습니다. 피부염이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- * 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- * 경추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오.
- * 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오 [심장질환 또는 고혈압 환자, 뇌질환 및 신경질환 환자, 외과질환, 악성종양 등 뇌신경계 이상자, 혈관질환자 등]
- * 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- * 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- * 작동 중 마사지 기어에 손가락 혹은 신체 일부가 끼이지 않도록 각별히 주의해 주세요.

폴리오 고객센터

1551-0879
카카오톡 상담톡 : 카카오톡 폴리오 검색 후 친구추가

폴리오 공식 스토어
puliodays.com



폴리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb

